

# PHILIPS

## Geburtshilfe

### IntelliSpace Perinatal



# Eine umfassende Lösung für die Geburtshilfe

## Philips IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem

Philips IntelliSpace Perinatal ist ein Überwachungssystem für die Geburtshilfe und ein Datenmanagementsystem für die Gynäkologie. Es kombiniert Überwachungs- und Alarmfunktionen mit der Dokumentation und Speicherung von Patientendaten. Die Patientendaten werden automatisch angezeigt und an die elektronische Gesundheitsakte (eGA) übertragen.

**Philips IntelliSpace Perinatal wird von einem professionellen Team aus Experten für Lösungsimplementierung, Schulung und Integrationsdienste bereitgestellt.**

## IntelliSpace Perinatal auf einen Blick



Erfüllt Ihre Anforderungen während des gesamten geburtshilflichen Versorgungsprozesses mit flexibler und skalierbarer Software, die auch zukünftigen Erweiterungsvorhaben Ihrer Einrichtung gewachsen ist



Eine praktische Lösung für den Transport mit lückenloser CTG-Verwaltung und schnellem Hochladen vom Avalon Fetalmonitor



Nachverfolgen des Aufenthaltsorts der werdenden Mutter in IntelliSpace Perinatal über kabellose Aufnehmer und Pods sowie möglicher Fernzugriff auf den Philips Fetalmonitor



Bessere Koordination innerhalb des Versorgungsteams dank einfachem Zugriff auf Patientendaten über ein beliebiges Gerät



Effizientere Dokumentation von elektronischen Patientendaten, wobei alle Dokumente auf einer zentralen Plattform bereitstehen und bidirektionale Datenströme zu allen Systemen möglich sind



Effizientes Management von klinischen Risiken durch integrierte Nonstresstest- und CTG-Befundungstools



Bessere Datenverwertung durch benutzerdefinierbare Berichte und Statistikprotokolle

# Entdecken Sie die Vorteile von IntelliSpace Perinatal

Als Teil unserer umfassenden Lösung für die Geburtshilfe unterstützt Sie Philips IntelliSpace Perinatal bei der Verbesserung der Kommunikation innerhalb des Klinikteams und erleichtert die Führung einer einheitlichen Patientenakte in allen Phasen der geburtshilflichen Versorgung.

Funktionen zur Überwachung, Alarmierung und Archivierung von kritischen Daten helfen Ihnen, mehr Zeit und Ressourcen für das Allerwichtigste zu gewinnen: **die Versorgung von Mutter und Kind bei jedem Schritt auf ihrem Weg.**



## Ein ganzheitlicher Versorgungsansatz – mit Fokus auf die Bedürfnisse der Mutter

- Dateneingabe und -abruf durch das Pfltegeteam ist an jedem PC möglich, bevor das Patientenzimmer betreten wird
  - Überprüfung von CTGs vor dem Betreten des Kreißsaals
- Weniger Fehlalarme am Patientenbett tragen zu einer angenehmeren Umgebung für die Geburt bei
- Weniger unnötige Störungen der Mutter während der Geburt
  - Der gurtlose F&M-Pod mit Elektrodenpflaster reduziert die Notwendigkeit des häufigen Neupositionierens von herkömmlichen Aufnehmern
  - Kabellose Überwachung von Zwillingen und Drillingen
  - Durchgehend aktivierte Überwachung des mütterlichen Pulses über Toco-Aufnehmer
  - Stets verfügbare, aktuelle Überwachungsdaten
- Werdende Mütter können während der Wehen umherlaufen, duschen oder baden, während das Pflegepersonal jederzeit auf die Vitalparameter zugreifen kann

## Unterstützt den klinischen Arbeitsablauf in der Geburtshilfe

- Basis- und erweiterte Alarmfunktionen zur Unterstützung Ihrer klinischen Arbeit
- Verringerter Dokumentationsaufwand für das Klinikteam
  - Vermeidung von doppelter Dokumentation und von Fehlerquellen bei der Dateneingabe durch automatische Datenintegration zu Systemen anderer Anbieter
  - Unterstützung bei der Erfüllung der Leistungskennzahlen (KPIs) der Einrichtung (z.B. perinatale Datensätze) dank konfigurierbarer Berichte und Statistiken
- Verbesserte Kommunikation innerhalb der gesamten Kette der Gesundheitsversorgung
  - mit PC-/Fernzugriff auf dokumentierte Daten und Informationen (z.B. CTGs), elektronischen Schichtübergaben und Übersichten über maximal 48 Betten
- Datenerfassung während des Transports
  - Lückenlose CTG-Verwaltung: Fetalmonitor mit Akku speichert Daten und ermöglicht rasches Hochladen auf IntelliSpace Perinatal – mit einem Datenpuffer von maximal 7 Stunden
  - Primäre Alarmgebung vom Fetalmonitor bleibt bei Strom-Ausfällen/IT-Störungen bestehen
  - Papierlose Arbeitsabläufe, Zeitersparnis bei der Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Datenintegrität durch Protokolle

## Mobilität während der Entbindung unterstützt einen positiven Verlauf

- Mehr Bewegungsfreiheit für werdende Mütter, mit nachgewiesenen klinischen Vorteilen
  - Wasserdichter F&M-Pod mit Elektrodenpflaster funktioniert unter der Dusche, auch für Schwangere mit hohem BMI geeignet
  - Kabelloser Ultraschall- und Toco+-MP-Aufnehmer, wasserdicht, zum Baden geeignet, unterstützt MHF- und FHF-Erkennung
  - WLAN-Reichweite-Pod ermöglicht werdenden Müttern noch mehr Bewegungsfreiheit innerhalb der Einrichtung
- Zahlreiche Funktionen zur klinischen Unterstützung, z.B. Patientenprofil, Schwarzes Brett, komplett konfigurierbare Dokumentation (Partogramm), CTG-Box, Notizen und Alarme (Basis und erweitert (vor und während der Geburt)) und Nonstresstest – überall verfügbar
- Flexibler Abruf der benötigten Daten mit zeitlich korrelierenden Daten innerhalb des IntelliSpace Perinatal Patientenprofils
- Integration mit Philips Lösungen zur Geburtsüberwachung: Anzeige des Aufenthaltsorts der Patientin, vereinfachte Aufnahme, Entlassung und Verlegung, Fernzugriff, schnelles Hochladen von CTGs (Transport/IT-Störung)

## Eine skalierbare Lösung für unterschiedlichste Anforderungen und Infrastrukturen

- Integration mit anderen Kliniksystemen: ePA, Labor- und sonstige Datenmanagementsysteme
- System ist mit der vorhandenen IT-Infrastruktur kompatibel: PCs, Netzwerk und Programme für Fernzugriff
- Im System integrierte Funktionen für die Dokumentation und den Import/Export von Daten
- Erstellen von Berichten und statistischen Übersichten zur Berichterstattung an zuständige Behörden
- Anbindung von IntelliSpace Perinatal an andere Anwendungen zum Synchronisieren des Patientenkontexts, für einmaliges Anmelden oder zur Verwendung von AppLinks für bidirektionale Ereignisauslöser
- Über 20 Jahre Philips Erfahrung in der Entwicklung von zukunftssicheren Datenmanagementsystemen für die Geburtshilfe
  - Möglichkeit zur softwarebasierten Funktionalitätserweiterung
  - Flexibilität bei Systemdesign und Implementierung dank spezieller Lösungsarchitektur, die Ihrer Einrichtung besondere Investitionssicherheit bietet

Wenn Sie mehr über Philips IntelliSpace Perinatal erfahren möchten, **wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Vertriebsteam.**

