



Zubehör für Patientenüberwachung und Telemetrie

PHILIPS

sense and simplicity

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wenn Sie hochwertiges medizinisches Zubehör für die optimale Leistungsfähigkeit Ihrer Medizingeräte suchen, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Ob es Ihnen in erster Linie um erstklassige Patientenversorgung, Zuverlässigkeit oder Kostensenkung geht – bei Philips Medical Supplies erhalten Sie die gewünschten Artikel. Unser Katalog stellt unsere komplette Produktfamilie an Zubehör vor: von Elektroden bis zu SpO₂-Sensoren für jeden Pflegebereich – alles aus einer Hand.

Zum Inhalt dieses Zubehörkatalogs

Warnhinweise für Latexprodukte

Philips Medical Supplies vertreibt derzeit über 600 Produkte. Weniger als 9% enthalten Naturlatex oder Naturkautschuk, der mit Menschen in Berührung kommen kann. Da diese Substanzen allergische Reaktionen hervorrufen können, sind die Produkte, die diese Substanzen enthalten, in diesem Zubehörkatalog mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

LATEX

Achtung: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte enthalten Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Form, die Körperkontakt ermöglicht und allergische Reaktionen auslösen kann.

Produkte, die nicht mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten unseres Wissens nach keinen Naturkautschuk und kein Naturlatex. Das Latex-Symbol gilt **nur** für **medizinisches Zubehör**, das Naturkautschuk oder Naturlatex in einer Körperkontakt ermöglichenden Form enthält. Ob ein **medizinisches Gerät** von Philips Naturkautschuk oder Naturlatex enthält, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktkennzeichnung.

Die FDA schreibt eine Kennzeichnung von latexhaltigen Produkten vor, die mit Menschen in Berührung kommen können. Ziehen Sie daher für entsprechende Angaben zu Naturkautschuk und Naturlatex stets die Produktbeschreibung zu Rate.

CE-Kennzeichnung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen den EU-Richtlinien gemäß Beschluss durch die Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten. Sie sind in Europa in Ländern erhältlich, die das CE-Zeichen akzeptieren. Einschränkungen sind möglich. Medizinische Geräte mit dieser Kennzeichnung entsprechen den Anforderungen der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG des Rates für Medizinprodukte vom 14. Juni 1993 zur Harmonisierung der Gesetze über medizinische Geräte in den Mitgliedsstaaten.

Produktqualität und Qualitätssicherungssysteme bei der Herstellung müssen nachweislich bestimmten Normen genügen, damit ein Produkt das CE-Zeichen erhalten kann. Die Erfüllung von EU-Richtlinien und -Bestimmungen stellt sicher, dass bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Gerätefunktion und der Gerätesicherheit sowie des gesundheitlichen Schutzes von Anwendern, Patienten und anderen Personen erfüllt werden.

Das CE-Symbol einiger Produkte im Zubehörkatalog von Philips bezeichnet nur die Verfügbarkeit in EU-Ländern und ist nicht als gesetzliche Produktkennzeichnung vorgesehen.

Die folgenden Länder erkennen Produkte mit CE-Zeichen an: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern. Das Tragen des CE-Zeichens bedeutet aber nicht unbedingt, dass ein Produkt in allen diesen Ländern vermarktet oder vertrieben wird.

Nichtmedizinische Produkte, die anderen EU-Richtlinien entsprechen, können ebenfalls das CE-Zeichen tragen.

Hinweis: Einige in diesem Zubehörkatalog aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in Übereinstimmung mit den kanadischen Rechtsvorschriften lizenziert.

Zubehör für Patienten- überwachung und Telemetrie

Anästhesiegas

Zubehör für die Anästhesiegas-Überwachung	11
---	----

Kapnographie

IntelliVue Microstream® CO ₂ -Produkte	13
Philips IntelliVue Seitenstrom-CO ₂ -Messung	15
Zubehör für die Seitenstrom-CO ₂ -Messung	18
Philips IntelliVue Hauptstrom-CO ₂ -Messung	19
Zubehör für die Hauptstrom-CO ₂ -Messung	20

Spirometrie CO₂/Atemflow

IntelliVue Spirometrie-CO ₂ -Sensoren	21
--	----

Herzzeitvolumen

Invasive Herzzeitvolumen-Überwachung	22
Nichtinvasive Herzzeitvolumen-Überwachung	23

EKG-Kabel zur Patientenüberwachung

IntelliVue 10-Kanal-EKG-Überwachung – AAMI/IEC	24
5-adrige Elektrodenkabel für die 10-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	25
IntelliVue 10-Kanal-EKG-Überwachung (6+4) – AAMI/IEC	26
6- und 4-adrige Elektrodenkabel für die 10-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	27
16-Kanal-Anwendung für die hämodynamische Überwachung	27
6-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC	28
6-adrige Elektrodenkabel für die 6-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	29
5-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC	30
5-adrige Elektrodenkabel für die 5-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	31
3-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC	32
3-adrige Elektrodenkabel für die 3-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	33
Röntgendurchlässige EKG-Elektrodenkabel – AAMI/IEC-Farbcodierung	34
SureSigns kombinierte EKG-Kabel	34
A1/A3/C1 kombinierte EKG-Kabel	35
3-adrige CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – 12-poliger Stecker	35
5-adrige CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – 12-poliger Stecker	36
3-adrige CMS-Sicherheitsstammkabel, EKG – 8-poliger Stecker	36
3-adrige Elektrodenkabel für CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – IEC-Farbcodierung	37
5-adrige Elektrodenkabel für CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – IEC-Farbcodierung	37
EEG-Kabel (Elektroenzephalogramm)	38
Kabelzubehör	39

Zubehör für IntelliVue MX40 tragbaren Patientenmonitor

Wiederverwendbare EKG-Kabel, EKG und SpO ₂ – IEC	40
Diverse Kabel und diverses Kabelzubehör	40

Telemetrie-EKG-Kabel

IntelliVue 3-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel – IEC-Farbcodierung	42
IntelliVue 5-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel für die 5-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung	42
IntelliVue 6-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel – IEC-Farbcodierung	43
IntelliVue Telemetrie-Kabel	43
IntelliVue Duschschutz und Buchsenkappen	44
HP/Agilent Telemetrie-Elektrodenkabel	45
EKG-Verlängerungskabel für TeleMon	46

EKG-Einmal-Elektroden

EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene	47
Röntgendichte EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Erwachsene – IEC-Farbcodierung	49
Röntgendurchlässige EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Erwachsene – IEC-Farbcodierung	49
EKG-Einmal-Elektroden für Kinder	49
Röntgendichte EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Kinder/Kleinkinder – IEC-Farbcodierung	50
Röntgendurchlässige EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Kinder/Kleinkinder – IEC-Farbcodierung	50
EEG-Elektrode (Elektroenzephalogramm)	50

Invasiver Blutdruck

Einmal-Bestecke zur Blutdruckmessung	51
Wiederverwendbare Produkte zur invasiven Blutdruckmessung	52

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

Wiederverwendbare Komfort-Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch	53
Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch	55
Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 2 Schläuche	60
Klassische wiederverwendbare Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch	62
Sortimente an wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch	64
Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten	66
Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 1 Schlauch	68
Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 2 Schläuche	71
Verbindungsschläuche	73
Schlauchkappen für Blutdruckmanschetten	74
Ballon- und Ventilset für manuelle Sphygmomanometer	74
Blutdruckmanschettenadapter	75

Papier

Schreiberpapier	77
-----------------	----

Pulsoxymetrie

Wiederverwendbare SpO ₂ -Sensoren von Philips	78
Einmal-SpO ₂ -Sensoren von Philips	84
SpO ₂ -Adapterkabel für Philips-Sensoren	86
Selbsthaftende SpO ₂ -Sensoren (von Philips nur in Europa und Japan erhältlich)	88
Masimo® LNOP® SpO ₂ Adapterkabel	89
Masimo® LNCS® SpO ₂ Adapterkabel	89

Temperaturüberwachung

Einmal-Temperatursensor zur Platzierung auf der Haut	90
Einmal-Ösophagus/Rektum-Temperatursensoren (<i>entsprechen EN12470-Norm</i>)	90
Einmal-Ösophagus/Stethoskop mit Temperatursensoren (<i>entspricht EN12470-Norm</i>)	91
Einmal-Foley-Katheter mit Temperatursensoren (<i>entspricht EN12470-Norm</i>)	92
Verlängerungs- und Adapterkabel für Einmal-Temperatursensoren	93
Wiederverwendbare Temperatursensoren für die kontinuierliche Überwachung (<i>entsprechen EN12470-Norm</i>)	94
Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns VS1 Monitore	96
Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns VM4/VS2/VS3/MP5 Monitore	96
Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns Monitore der Serien A1/A3/C1/VM4-8	97

Batterien/Akkus, Taschen, Etuis

Batterien/Akkus für die Patientenüberwachung	98
Batterien/Akkus für die Telemetrie	99
Taschen, Beutel und Unterlagen für die Patientenüberwachung	99
Telemetrietaschen und Schutzkappen	100

Zubehör für Patienten- überwachung und Telemetrie

Anästhesiegas

Zubehör für die Anästhesiegas-Überwachung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
13901A CE	Wiederverwendbarer Nafion-Probenschlauch Länge: 2,4 m	1 Tube	Modul: M1026A
13902A CE	Rechtwinkliger Einmal-Luftwegadapter zur Verwendung bei einem Patienten	20 Adapter	Module: M1026B, M1013A (G1), M1019A (G5)
13904A	Einmal-Bakterienfilter (0,45 Mikron) zur Verwendung bei einem Patienten	20 Filter	Modul: M1026A
13905A CE	Einmal-Nafion/Polyethylen-Hybridprobenschlauch Nafion-Länge: 1,8 m Polyethylen-Länge: 2,7 m	1 Tube	Modul: M1026A
13907A 15210-64010	Kalibrierschlauchsatz CAL-1-Gasflaschen für tcpCO ₂ , 6/bx NUR zur Verwendung in Europa und Japan	1 Satz 6 Flaschen	Module: M1025A, M1025B, M3015B M3015B
15210-64020	CAL-2-Gasflaschen für tcpCO ₂ , 6/bx NUR zur Verwendung in Europa und Japan	6 Flaschen	M3015B
M1612A CE	Gerader Luftwegadapter zur Verwendung bei einem Patienten	20 Adapter	Module: M1019A (G5), M1013A (G1), M1026A, M1026B
M1655B CE	Wiederverwendbare Gasproben-Rückföhrleitung Länge: 3,6 m	1 Leitung/5 Filter	Module: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B (Hinweis: M1026B in den USA nicht erhältlich)



13901A



13902A



M1612A



M1657B

Zubehör für die Anästhesiegas-Überwachung (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1656B CE	Einmal-Gasproben-Rückführfilter (Verwendung mit M1655B)	20 Filter	Module: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B (Hinweis: M1026B in den USA nicht erhältlich)
M1657B CE	Wasserfalle (Verwendung mit M1658A)	25 Wasserfallen	Module: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, M1026A mit Opt. A02/A05
M1658A CE	Gasprobenschlauch zur Verwendung bei einem Patienten (Verwendung mit M1657B)	20 Schläuche	Module: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, M1026A mit Opt. A02/A05
M1659A	Kalibriergasreservoir (Verwendung mit M1660A oder M1662A)	1 Beutel	Module: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B
M1662A	Anästhetisches Kalibriergas, Gasvolumen = 5 l (Verwendung mit M1659A), Haltbarkeit: 1 Jahr	1 Flasche	Monitormodule: M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B

Kapnographie

CO₂-Messung im Seitenstrom

IntelliVue Microstream® CO₂-Produkte

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803159571 CE	VitaLine™ H-Set für Erwachsene/Kinder	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803159581 CE	VitaLine™ H Set für Kleinkinder/Neugeborene	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160241 CE	FilterLine® Set, lang, für Erwachsene/Kinder	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160251 CE	FilterLine® H Set, lang, für Erwachsene/Kinder	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160261 CE	FilterLine® H Set, lang, für Kleinkinder/Neugeborene	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160271 CE	Smart CapnoLine® O ₂ , lang, für Kinder	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160281 CE	Smart CapnoLine® O ₂ Plus, lang, für Erwachsene	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
989803160301 CE	Smart CapnoLine® Plus, lang, für Erwachsene	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266; MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M1920A CE	FilterLine® Set für Erwachsene/Kinder, intubiert	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M1921A CE	FilterLine® H Set für Erwachsene/Kinder, intubiert	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M1923A CE	FilterLine® H Set, für Kleinkinder/Neugeborene, intubiert	25 Sets	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M2520A CE	Smart CapnoLine® O ₂ für Kinder, nichtintubiert, Zweizweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M2522A CE	Smart CapnoLine® O ₂ Plus für Erwachsene/Zwischengröße, nichtintubiert, Zweizweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M2524A CE	Smart CapnoLine® für Kinder, nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M2526A CE	Smart CapnoLine® Plus für Erwachsene/Zwischengröße, nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM8: 863066, 863088, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4680A CE	CapnoLine® H O ₂ für Erwachsene, nasal (max. 24 Stunden), nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B

IntelliVue Microstream® CO₂-Produkte (Fortsetzung)

Produkt-nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4681A CE	CapnoLine® H O ₂ für Kinder, nasal (max. 24 Stunden), nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4686A CE	NIV Line für Erwachsene, nasal (max. 8 Stunden), Maske, Einzweck	25 Schläuche	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4687A CE	NIV Line für Kinder, nasal (max. 8 Stunden), Maske, Einzweck	25 Schläuche	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4689A CE	CapnoLine® H für Erwachsene, nasal (max. 24 Stunden), nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4690A CE	CapnoLine® H für Kinder, nasal (max. 24 Stunden), nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M4691A CE	CapnoLine® H für Kleinkinder/Neugeborene, nasal (max. 24 Stunden), nichtintubiert, Einzweck	25 Nasal-Sonden	Microstream®-Erw.: M3015A, VM1: 863266, MP5: M8105A, M8105AS, M3015B
M2267A	Kalibrierungsregler	1 Regler	Microstream®-Erw.: M3015A, Multi-Parameter-Modul: M3002A, MP2: M8102A, M3015B



989803159571



989803159581



989803160241



989803160251



989803160261



989803160271



M1920A



M1921A



M1923A



M2520A



M2522A



M2524A



M2526A



M4680A



M4681A



M4686A



M4687A



M4689A



M4690A



M4691A

Philips IntelliVue Seitenstrom-CO₂-Messung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2741A CE	Seitenstrom-CO ₂ -Sensor	1 Sensor	Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2744A CE	CO ₂ -Nasal-Sonde – für Erwachsene, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2745A CE	CO ₂ -Nasal-Sonde – für Kinder, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2746A CE	CO ₂ -Nasal-Sonde – für Kleinkinder, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2750A CE	CO ₂ -/O ₂ -Nasal-Sonde – für Erwachsene, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2751A CE	CO ₂ -/O ₂ -Nasal-Sonde – für Kinder, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338



M2741A



M2744A



M2745A



M2746A



M2750A



M2751A

Philips IntelliVue Seitenstrom-CO₂-Messung (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803144471 CE	CO ₂ -O ₂ -Nasal-Sonde – für Kleinkinder/Neugeborene, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, X2 Multi-Parameter-Modul: M3002A
M2756A CE	CO ₂ -Oral/Nasal-Sonde – für Erwachsene, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2757A CE	CO ₂ -Oral/Nasal-Sonde – für Kinder, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2760A CE	CO ₂ -O ₂ -Oral/Nasal-Sonde – für Erwachsene, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2761A CE	CO ₂ -O ₂ -Oral/Nasal-Sonde – für Kinder, Einmal-Sonde, nichtintubiert	10 Nasal-Sonden	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338



989803144471



M2756A



M2757A



M2760A



M2761A

Philips IntelliVue Seitenstrom-CO₂-Messung (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2768A CE	Luftwegadapter-Set – Tubus über 4,0 mm, Einmal-Produkt, intubiert	10 Sets	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
989803144531 CE	Luftwegadapter-Set – Tubus ≤ 4,0 mm	10 Sets	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2772A CE	Luftwegadapter-Set H – Tubus über 4,0 mm, Einmal-Produkt, intubiert	10 Sets	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2773A CE	Luftwegadapter-Set H – Tubus bis 4,0 mm, Einmal-Produkt, intubiert	10 Sets	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2776A CE	Gerader Probenschlauch, Einmal-Produkt, nicht befeuchtet, intubiert	10 Schläuche	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, X2 Multi-Parameter-Modul: M3002A
M2777A CE	Gerader Probenschlauch H, befeuchtet, intubiert	10 Schläuche	Seitenstrom-Sensor: M2741A mit Seitenstrom-Modul-Erw.: M3014A, MP5: M8105A, MP2: M8102A, X2 Multi-Parameter-Modul: M3002A



M2768A



989803144531



M2772A



M2773A



M2776A



M2777A

Zubehör für die Seitenstrom-CO₂-Messung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1612A CE	Gerader Luftwegadapter zur Verwendung bei einem Patienten	20 Adapter	HP/Agilent: M1015A
13901A CE	Wiederverwendbarer Nafion-Probenschlauch Länge: 2,4 m	1 Tube	HP/Agilent: M1015A, M1016A
13902A CE	Rechtwinkliger Einmal-Luftwegadapter zur Verwendung bei einem Patienten	20 Adapter	HP/Agilent: M1015A, M1016A
13904A CE	Einmal-Bakterienfilter (0,45 Mikron) zur Verwendung bei einem Patienten	20 Filter	HP/Agilent: M1015A
13905A CE	Einmal-Nafion/Polyethylen-Hybridprobenschlauch Nafion-Länge: 1,8 m Polyethylen-Länge: 2,7 m	1 Tube	HP/Agilent: M1015A



M1612A



13901A



13902A

CO₂-Messung im Hauptstrom

Philips IntelliVue Hauptstrom-CO₂-Messung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2501A CE	Hauptstrom-CO ₂ -Sensor	1 Sensor	M3014A Kapnographie-Modul-Erweiterung, MP2: M8102A, MP5: M8105A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2513A CE	Wiederverwendbarer Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder (Farbe: Schwarz) Tubusgröße: über 4 mm, Totraum unter 5 cm ³	1 Adapter	M2501A Sensor mit M3014A Kapnographie-Erweiterung, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2516A CE	Wiederverwendbarer CO ₂ -Luftwegadapter für Kleinkinder/Neugeborene (Farbe: Rot) Tubusgröße: bis 4 mm, Totraum unter 1 cm ³	1 Adapter	M2501A Sensor mit M3014A Kapnographie-Erweiterung, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2533A CE	Einmal-CO ₂ -Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder (Farbe: durchsichtig), Tubusgröße: über 4 mm, Totraum unter 5 cm ³ zur Verwendung bei einem Patienten	10 Adapter	M2501A Sensor mit M3014A Kapnographie-Erweiterung, Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A, 860335, 860338
M2536A CE	Einmal-CO ₂ -Luftwegadapter für Kleinkinder/Neugeborene (Farbe: Violett) Tubusgröße: unter 4 mm, Totraum unter 1 cm ³ zur Verwendung bei einem Patienten	10 Adapter	M2501A Sensor mit M3014A Kapnographie-Erw., Monitore: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Multi-Parameter-Modul X2: M3002A
M2505A	Gasflaschen-Druckminderer	1 Gasflaschen-Druckminderer	M2506A Prüfgas, 860335, 860338
M2506A CE	Prüfgas	1 Gasflasche	Hauptstrom-CO ₂ -Sensor: M2501A, 860335, 860338



M2501A

Zubehör für die Hauptstrom-CO₂-Messung

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
14363A CE	Kleiner Luftwegadapter; wiederverwendbar; nicht steril Patientengewicht: unter 10 kg, Totraum: 2 cm ³	1 Adapter	CO ₂ -Sensor M1460A, HP/Agilent 78352C, 78834C, Module: M1016A, M3016A
M1465A CE	Standard-Luftwegadapter; wiederverwendbar; nicht steril Patientengewicht: ab 10 kg, Totraum: 7,5 cm ³	1 Adapter	CO ₂ -Sensor M1460A, HP/Agilent 78352C, 78834C, Module: M1016A, M3016A

Spirometrie CO₂/Atemflow

IntelliVue Spirometrie-CO₂-Sensoren

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2781A CE	Kombinierter CO ₂ /Atemflow-Sensor für Erwachsene/Kinder, Einmal-Sensor Tubus: über 5,5 mm (Farbe: durchsichtig)	10 Sensoren	Spirometrie-Modul: M1014A mit M2501A Hauptstrom-CO ₂ -Sensor und Kapnographie-Erw. M3014A
M2782A CE	Kombinierter CO ₂ /Atemflow-Sensor für Neugeborene/Kleinkinder, Einmal-Sensor Tubus: 2,5 mm bis 4 mm (Farbe: Violett)	10 Sensoren	Spirometrie-Modul: M1014A mit M2501A Hauptstrom-CO ₂ -Sensor und Kapnographie-Erw. M3014A
M2783A CE	Einmal-CO ₂ /Atemflow-Sensor für Kinder, Einmal-Sensor Tubus: 3,5 mm bis 6 mm (Farbe: Grün)	10 Sensoren	Spirometrie-Modul: M1014A mit M2501A Hauptstrom-CO ₂ -Sensor und Kapnographie-Erw. M3014A
M2785A CE	Einmal-Atemflow-Sensor für Erwachsene/Kinder Tubus: über 4 mm (Farbe: durchsichtig)	10 Sensoren	M1014A Spirometrie-Modul
M2786A CE	Atemflow-Sensor für Kleinkinder/Neugeborene Tubus: unter 4 mm (Farbe: Violett)	10 Sensoren	M1014A Spirometrie-Modul



M2781A



M2782A



M2783A



M2785A



M2786A

Herzzeitvolumen

Invasive Herzzeitvolumen-Überwachung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
15244A CE	HZV-Fernbedienung und Kabel	1 Kabel	Modul: M1012A Opt. C12, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A, Kapnographie-Modul-Erweiterung: M3014A
23001A CE	Wiederverwendbarer Injektat-Temperatursensor zum Messen des Herzzeitvolumens. Nur zur Verwendung mit Baxter CO-Set™. Länge: 2,4 m	1 Sensor	Modul: M1012A, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A, Kapnographie-Modul-Erweiterung: M3014A, 860335, 860338
23001B CE	Wiederverwendbarer Injektat-Temperatursensor zum Messen des Herzzeitvolumens. Nur zur Verwendung mit Baxter CO-Set™. Länge: 0,5 m	1 Sensor	Modul: M1012A, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A, Kapnographie-Modul-Erweiterung: M3014A, 860335, 860338
23002A CE	Eisbad-Temperatursonde	1 Sensor	Modul: M1012A, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A, 860335, 860338
M1642A CE	HZV-Schnittstellenkabel	1 Kabel	Modul: M1012A, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A
M1643A CE	HZV-Schnittstellenkabel für Pulskonturanalysen und transpulmonale Thermodilutionsverfahren. Länge: 4,8 m	1 Kabel	Modul: M1012A, Hämodynamik-Modul-Erweiterung: M3012A, Kapnographie-Modul-Erweiterung: M3014A, 860335, 860338
M1646A CE	PICCO Temperatursensor zur Messung des Herzzeitvolumens Nicht erhältlich in Nordamerika und Japan	1 Sensor	Modul: M1012A



15244A



23001A



23002A



M1643A

Nichtinvasive Herzzeitvolumen-Überwachung (NICO)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4620A CE	IKG-Kabel (Impedanzkardiographie)	1 Kabel	862146 IKG-Hämodynamik-Monitor
M4608A CE	IKG-Einmal-Sensor	4 pro Packung 10 Packungen pro Schachtel	



M4620A

EKG-Kabel zur Patientenüberwachung

IntelliVue 10-Kanal-EKG-Überwachung (5+5) – AAMI/IEC

(für konventionelles diagnostisches 12-Kanal-EKG, erfordert je ein 5-adriges Elektrokabel für Brustwand- und Extremitätenableitungen)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1663A CE	10-adriges EKG-Stammkabel (5+5) – AAMI/IEC 12-poliger Eingangsstecker, inkl. AAMI/IEC-Bezeichnungen Länge: 2 m	1 Kabel	Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A Opt. C12 oder Opt. C18, M3002A Opt. C12 oder Opt. C18;
M1949A CE	10-adriges EKG-Stammkabel (5+5) – AAMI/IEC 12-poliger Eingangsstecker, inkl. AAMI/IEC-Bezeichnungen Länge: 2,7 m	1 Kabel	Patientenmonitore: MP5: M8105A Opt. C12, MP2: M8102A Opt. C12, EKG-Module: M1001B, M1002B, 860335, 860338



M1663A

5-adrige Elektrodenkabel für die 10-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1971A CE	IS, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit den 10-adrigen Stammkabeln M1663A oder M1949A, 860335, 860338
M1978A CE	IS, Clip, Brust, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1645A CE	IS, Druckknopf, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1604A CE	IS, Druckknopf, Brust, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1974A CE	OP, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1984A CE	OP, Clip, Brust, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1648A CE	Miniclip, nicht abgeschirmt	1 Elektrodenkabel	Kompatible Bettmonitore M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3), kompatible Defibrillatoren M3535A (MRx Monitor/Defibrillator), M3536A (MRx Monitor/Defibrillator), M4735A (HeartStart XL)
989803174211 CE	5-adriges Einmal-Elektrodenkabel, bettseitig, IEC, rund	1 Packung = 20 Elektrodenkabel	



M1971A



M1978A



M1974A



M1984A



989803174211

IntelliVue 10-Kanal-EKG-Überwachung (6+4) – AAMI/IEC

(für konventionelles diagnostisches 12-Kanal-EKG, erfordert ein 6-adriges Elektrodenkabel für Extremitäten- und ein 4-adriges Elektrodenkabel für Brustwandableitung)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1665A CE	10-adriges EKG-Stammkabel (6+4) – AAMI/IEC 12-poliger Eingangsstecker, inkl. AAMI/IEC-Bezeichnungen Länge: 2,7 m	1 Kabel	M3000A M3001A Opt. C12 oder Opt. C18, M3002A Opt. C12 oder Opt. C18, M8102A Opt. C12, M8105A Opt. C12



M1665A


6- und 4-adrige Elektrodenkabel für die 10-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1681A CE	6-adrig, IS, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit dem 10-adrigen Patientenstammkabel M1665A
M1533A CE	4-adrig, IS, Clip, Brustwand, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1683A CE	6-adrig, IS, Druckknopf, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1538A CE	4-adrig, IS, Druckknopf, Brustwand, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1685A CE	6-adrig, OP, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1558A CE	4-adrig, OP, Clip, Brustwand, IEC	1 Elektrodenkabel	



M1681A

M1533A



M1558A

M1685A

16-Kanal-Anwendung für die hämodynamische Überwachung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803174241 CE	4-adriges Elektrodenkabel mit Clip, IEC, 16 Ableitungen zur hämodynamischen Überwachung sind 1,6 m lang.	1 Packung = 1 Elektrodenkabel	Xper Flex Cardio Physiomonitoring System 860335, 860338 (FC2010, FC2020)



989803174231



989803174241

6-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC


Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1667A CE	6-adriges EKG-Stammkabel, AAMI/IEC 12-poliger Stecker, inkl. AAMI- und IEC-Bezeichnungen Länge: 2 m	1 Kabel	M3000A M3001A Opt. C12 oder Opt. C18, M3002A Opt. C12 oder Opt. C18, M8102A Opt. C12, M8105A Opt. C12



M1667A

6-adrige Elektrodenkabel für die 6-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1681A CE	6-adrig, IS, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit dem Patientenstammkabel M1667A
M1683A CE	6-adrig, IS, Druckknopf, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1685A CE	6-adrig, OP, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	



M1681A



M1685A

5-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1668A CE	5-adriges EKG-Stammkabel, AAMI/IEC 12-poliger Stecker, inkl. AAMI- und IEC-Bezeichnungen Länge: 2,7 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088



M1668A

5-adrige Elektrodenkabel für die 5-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1971A CE	IS, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit dem 5-adrigen Stammkabel M1668A, 860335, 860338
M1645A CE	IS, Druckknopf, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1974A CE	OP, Clip, Extremitäten, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1648A CE	Miniclip, nicht abgeschirmt, IEC	1 Elektrodenkabel	
989803174211 CE	5-adriges Einmal-Elektrodenkabel, bettseitig, IEC, rund	1 Packung = 20 Elektrodenkabel	Kompatible Bettmonitore M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3), kompatible Defibrillatoren M3535A (MRx Monitor/Defibrillator), M3536A (MRx Monitor/Defibrillator), M4735A (HeartStart XL)



M1971A



M1974A



M1648A

3-Kanal-Überwachung – AAMI/IEC

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1669A CE	3-adriges EKG-Stammkabel, AAMI/IEC 12-poliger Stecker; inkl. AAMI- und IEC-Bezeichnungen Länge: 2,7 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088



M1669A

3-adrige Elektrodenkabel für die 3-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1672A CE	IS, Clip, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit dem M1669A 3-adrigen Stammkabel, 860335, 860338
M1674A CE	IS, Druckknopf, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1678A CE	OP, Clip, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1626A CE	Miniclip, nicht abgeschirmt, IEC	1 Elektrodenkabel	
989803174201 CE	3-adriges Einmal-Elektrodenkabel, bettseitig, IEC, rund	1 Packung = 20 Elektrodenkabel	Kompatible Bettmonitore M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3), kompatible Defibrillatoren M3535A (MRx Monitor/Defibrillator), M3536A (MRx Monitor/Defibrillator), M4735A (HeartStart XL)



M1672A



M1678A



M1626A



989803174201

Röntgendurchlässige EKG-Elektrodenkabel – AAMI/IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1649A CE	Röntgendurchlässiges, nicht abgeschirmtes, 5-adriges Elektrodenkabel mit Sicherheitsanschlüssen. Clip-Anschluss, 5 Einzelkabel, IEC/AAMI-Farbcodierung Länge: 914 mm	5 Einzelkabel	Telemetrie: 862231 (TRx4851A), 862439 (TRx4841A), 862439 (nur USA), 862108: M2601B Sender, MMM X2: M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A, 860335, 860338



M1649A

SureSigns kombinierte EKG-Kabel

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803143171 CE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clip, IEC	1 Kabel	SureSigns Monitore 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088; MP2: M8102A, MP5: M8105A, MMM X2: M3002A
989803143191 CE	5-adriges Elektrodenkabel mit Clip, IEC	1 Kabel	



989803143171



989803143191

A1/A3/C1 kombinierte EKG-Kabel

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M3913A CE	3-adriges EKG-Stammkabel, AAMI oder IEC Länge: 3 m	1 Kabel	M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 863053, 863054
M3914A CE	3-adrig, Druckknopf, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit dem Patientenstammkabel M3913A

3-adrige CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – 12-poliger Stecker

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1510A CE	3-adriges EKG-Stammkabel, IEC-Farbcodierung Länge: 2,7 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088
M1550C CE	3-adriges IEC-Patientenstammkabel, IEC-Farbcodierung Länge: 0,9 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A

5-adrige CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – 12-poliger Stecker

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1530A CE	5-adriges EKG-Patientenstammkabel, IEC-Farbcodierung Länge: 2,7 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088
M1570C CE	5-adriges EKG-Patientenstammkabel, IEC-Farbcodierung Länge: 0,9 m	1 Kabel	Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A

3-adrige CMS-Sicherheitsstammkabel, EKG – 8-poliger Stecker

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1590A CE	3-adriges EKG-Patientenstammkabel, IEC	1 Kabel	M2400A, M2406A, M2424A

3-adrige Elektrodenkabel für CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – IEC-Farbcodierung

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1611A CE	3-adrig, OP, Clips, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit den CMS-Patientenstammkabeln M1510A, M1590A oder M1550C
M1613A CE	3-adrig, IS, Clips, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1615A CE	3-adrig, IS, Druckknopf, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1619A CE	3-adrig, Miniclip, IEC nicht abgeschirmt	1 Elektrodenkabel	

5-adrige Elektrodenkabel für CMS-Sicherheits-Patientenstammkabel, EKG – IEC-Farbcodierung

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1631A CE	5-adrig, OP, Clips, IEC	1 Elektrodenkabel	Zur Verwendung mit den CMS-Patientenstammkabeln M1530A, M1610A oder M1570C
M1633A CE	5-adrig, IS, Clips, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1635A CE	5-adrig, IS, Druckknopf, IEC	1 Elektrodenkabel	
M1639A CE	5-adrig, Miniclip, IEC nicht abgeschirmt	1 Elektrodenkabel	

EEG-Kabel (Elektroenzephalogramm)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2268A CE	5-adriges EEG-Patientenstammkabel, 2,7 m	1 Kabel	M1027A EEG-Modul
M1931A CE	Wiederverwendbare EEG-Napfelektrode für Erwachsene	1 Elektrodenkabel	M1027A EEG-Modul
M1932A CE	Wiederverwendbare EEG-Napfelektroden für Kinder	1 Elektrodenkabel	M1027A EEG-Modul
M1934A CE	Wiederverwendbares EEG-Elektrodenkabel mit Miniclip	1 Elektrodenkabel	M1027A EEG-Modul
M1937A	Leitfähige EEG-Haftpaste	1 Tube	M1931A, M1932A, M1934A
M1935A CE	Einmal-EEG-Druckknopfelektrode	25 St./Packung 100 St./Karton	EEG-Überwachung bei Erwachsenen



M2268A



M1931A



M1935A

Kabelzubehör

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803148841 CE	IntelliVue Kabelführungsset Zum Ordnen der Patientenkabel	5 Kabelrechen	Alle Kabel, M8105AS
989803148861	IntelliVue Stammkabel-Schutzkappen	10 Schutzabdeckungen	Für Stammkabel M1663A oder M1949A, 860335, 860338
M1501A	Montagespange für 3-adrige Elektrodenkabel. Zur Verwendung mit einzelnen CMS-EKG-Elektrodenkabeln.	3 Montagespangen	Zur Verwendung mit EKG-Sicherheitskabelzubehör, nicht abgeschirmt, 860335, 860338
M1502A	Montagespange für 5-adrige Elektrodenkabel. Zur Verwendung mit einzelnen CMS-EKG-Elektrodenkabeln.	3 Montagespangen	Zur Verwendung mit EKG-Sicherheitskabelzubehör, nicht abgeschirmt, 860335, 860338
M1503A	Kabelrechen für abgeschirmte 3-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	Zur Verwendung mit allen abgeschirmten Elektrodenkabeln (AAMI/IEC)
M1504A	Kabelrechen für abgeschirmte 5-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	Zur Verwendung mit allen abgeschirmten Elektrodenkabeln (AAMI/IEC)
M1509A	Bettuchklammer für Stammkabel	3 Klammern	860335, 860338
M2281A	Rechen für Patientenkabel (Haken)	8 Haken	860335, 860338
M1636A	Kabelrechen für nicht abgeschirmte 3-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	Zur Verwendung mit allen nicht abgeschirmten Elektrodenkabeln (AAMI/IEC)
M1638A	Kabelrechen für nicht abgeschirmte 5-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	Zur Verwendung mit allen nicht abgeschirmten Elektrodenkabeln (AAMI/IEC)
M1664A	Kabelrechen für abgeschirmte 4-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	(IEC) M1533A, M1538A, M1558A
M1679A	Kabelrechen für abgeschirmte 6-adrige Elektrodenkabel	10 Kabelrechen	(IEC) M1681A, M1683A, M1685A, M1558A, M1533A, M1538A



989803148841



989803148861



M1501A



M1504A



M1509A



M2281A



M1636A



M1638A



M1664A



M1679A

Zubehör für IntelliVue MX40 tragbaren Patientenmonitor

Wiederverwendbare EKG-Kabel, EKG und SpO₂ – IEC

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803171901 CE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clip, IEC, Telemetrie Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803171911 CE	Clip für 3-adriges EKG-Kabel, IEC und SpO ₂ , Telemetrie, Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803171931 CE	Clip für 5-adriges EKG-Kabel, IEC, Telemetrie, Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803171951 CE	Clip für 5-adriges EKG-Kabel, IEC und SpO ₂ , Telemetrie, Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803171961 CE	Clip für 6-adriges EKG-Kabel, IEC, Telemetrie, Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803171971 CE	Clip für 6-adriges EKG-Kabel, IEC und SpO ₂ , Telemetrie, Kabellänge: 85 cm	1 Packung = 1 Kabel	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351

Diverse Kabel und diverses Kabelzubehör

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803172221 CE	EKG-Stammkabel, AAMI/IEC 2,7 m, wiederverwendbar	1 Packung = 1 Kabel	M3000A, M3001A, M8102A MP2, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3002A X2, M8105A MP5
989803172241 CE	Telemetrie-Verlängerungskabel 1,0 m, wiederverwendbar	1 Packung = 1 Kabel	MX41 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX42 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803172211 CE	Adapterkabel für Bettseit-/Telemetriegerät, EKG und SpO ₂ 30 cm, wiederverwendbar	1 Packung = 1 Kabel	MX41 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX42 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803176491	Schutzkappe, wiederverwendbare Elektrodenkabel, MX4X	10 Kappen	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865351
989803176501	Schutzkappe, Adapterkabel, MX4X	10 Kappen	MX40 1,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865350, MX40 2,4 GHz – SH tragbarer Monitor 865352



989803171901



989803171911



989803171931



989803171951



989803171961



989803171971

Telemetrie-EKG-Kabel

IntelliVue 3-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803151981 CE	3-adrig, Clip, Duschschutz, IEC	1 Elektrodenkabel	Telemetrie: 862108: M2601B; 862231: TRx4851A
989803152001 CE	3-adrig, Druckknopf, Duschschutz, IEC	1 Elektrodenkabel	



989803151981



989803152001

IntelliVue 5-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel für die 5-Kanal-Überwachung – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803152061 CE	5-adrig, Clip, Duschschutz, mehrfarbiges Kabel	1 Elektrodenkabel	Telemetrie: 862108: M2601B; 862231: TRx4851A
989803152081 CE	5-adrig, Druckknopf, Duschschutz, mehrfarbiges Kabel	1 Elektrodenkabel	



989803152061



989803152081

IntelliVue 6-adrige Telemetrie-Elektrodenkabel – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803152141 CE	6-adrig, Clip, Duschschutz, mehrfarbiges Kabel	1 Elektrodenkabel	Telemetrie: 862231: Nicht-USA TRx4851A
989803152161 CE	6-adrig, Druckknopf, Duschschutz, mehrfarbiges Kabel	1 Elektrodenkabel	



989803152141



989803152161

IntelliVue Telemetrie-Kabel

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803143481 CE	PWD-Anschlusskabel verbindet TRx4841A, TRx4851A oder M2601B mit TeleMon- oder MP5-Anschlusskabel	1 Kabel	Telemetrie: 862108: M2601B; 862439: nur USA TRx4841A; 862231: nicht-USA. TRx4851A
989803143491 CE	TeleMon-Anschlusskabel verbindet M2636C mit PWD-Anschlusskabel	1 Kabel	
989803146911 CE	MP5-Anschlusskabel verbindet MP5 mit PWD-Anschlusskabel	1 Kabel	



989803143481



989803143491



989803146911

IntelliVue Duschschutz und Buchsenkappen

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803153031	3-adrig, abnehmbare Ersatzabdeckungen	10 Abdeckungen	IntelliVue Telemetrie-Elektrodenkabel
989803153041	5-adrig, abnehmbare Ersatzabdeckungen	10 Abdeckungen	
989803153051	6-adrig, abnehmbare Ersatzabdeckungen	10 Abdeckungen	
989803140401	Einfachbreite EKG-Buchsenkappe ohne Befestigung am Sender	10 Buchsenkappen	IntelliVue Telemetrie: 862231: TRx4851A Sender/Empfänger; 862439: TRx4841A Sender/Empfänger; 862108: M2601B Sender
989803140411	Einfachbreite EKG-Buchsenkappe mit Befestigung am Sender	10 Buchsenkappen	
989803140421	Doppelbreite EKG-Buchsenkappe ohne Befestigung am Sender	10 Buchsenkappen	



989803153031



989803153041



989803153051



989803140401 / 989803140411 / 989803140421

HP/Agilent Telemetrie-Elektrodenkabel

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2594A CE	Telemetrie, 3-adrig, Druckknopf, IEC	1 Set	Telemetrie-Sender: M2601A, M2600A, M2636A
M2595A CE	Telemetrie, 3-adrig, Clip, IEC	1 Set	Telemetrie-Sender: M2601A, M2600A, M2636A
M2596A CE	Telemetrie, 5-adrig, Druckknopf, IEC	1 Set	Telemetrie-Sender: M2601A, M2600A, M2636A
M2597A CE	Telemetrie, 5-adrig, Clip, IEC	1 Set	Telemetrie-Sender: M2601A, M2600A, M2636A



M2597A

EKG-Verlängerungskabel für TeleMon

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4794A CE	EKG-Verlängerungsstammkabel, 5-adrig, IEC Empfohlen, wenn der TeleMon am Patientenbett verwendet wird.	1 Kabel	EKG-Kabel M2636A, M2636B, M2636C
M4796A CE	EKG-Verlängerungsstammkabel, 3-adrig, IEC Empfohlen, wenn der TeleMon am Patientenbett verwendet wird.	1 Kabel	



M4794A


EKG-Einmal-Elektroden

EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803148801 CE	Festgel-EKG-Elektrode mit Druckknopf mit Schaumstoffhafttring für Erwachsene (klein) Größe: 4 cm x 3,2 cm	30 St./Packung 1500 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
40489E CE	EKG-Elektrode mit Papierhafttring für Erwachsene Empfohlen für stark schwitzende Patienten Durchmesser: 59 mm	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
40493D CE	Weichgel-EKG-Elektrode mit Schaumstoffhafttring für Erwachsene Durchmesser: 54 mm	5 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen, M2735A, M2738A, M2720A
40493E CE	Weichgel-EKG-Elektrode mit Schaumstoffhafttring für Erwachsene Durchmesser: 54 mm	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen, M2735A, M2738A, M2720A



989803148801



989803148811



40489E



40493D/40493E

EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4612A CE	Festgel-EKG-Elektrode mit Schaumstoffhafttring für Erwachsene Tropfenförmig, Durchmesser: 50 mm	5 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
M4613A CE	Festgel-EKG-Elektrode mit Schaumstoffhafttring für Erwachsene Tropfenförmig, Durchmesser: 50 mm	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
13941E CE	Weichgel-EKG-Elektrode mit Textilhafttring für Erwachsene. Beschichtet mit einem nicht allergenen Hautbalance-Gel. Durchmesser: 54 mm	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
M2202A CE	Elektrode mit röntgendurchlässigem Schaumstoffhafttring für Erwachsene	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
13942E CE	EKG-Einmalelektrode mit Kunststoffhafttring für Erwachsene	30 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
M4606A CE	Papier zur Hautvorbereitung	100 pro Beutel	Zum Vorbereiten der Haut vor dem Anbringen der Elektroden



M4612A/M4613A



13941E/13942E



M4606A

Röntgendichte EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Erwachsene – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803156211 CE	Vorbefestigte röntgendichte Elektroden mit integriertem 3-adrigem Elektrodenkabel (1 m), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 30 x 45 mm	1 Set/Packung, 100 Sets/Schachtel Haltbarkeit: ungeöffnet 24 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
989803156251 CE	Vorbefestigte röntgendichte Elektroden mit integriertem 5-adrigem Elektrodenkabel (1 m), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 30 x 45 mm	1 Set/Packung, 60 Sets/Schachtel Haltbarkeit: ungeöffnet 24 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen

Röntgendurchlässige EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Erwachsene – IEC-Farbcodierung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803156231 CE	Vorbefestigte röntgendurchlässige Elektroden mit integriertem 3-adrigem Elektrodenkabel (1 m), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 30 x 45 mm	1 Set/Packung, 100 Sets/Schachtel Haltbarkeit: ungeöffnet 24 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen
989803156271 CE	Vorbefestigte röntgendurchlässige Elektroden mit integriertem 5-adrigem Elektrodenkabel (1 m), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 30 x 45 mm	1 Set/Packung, 60 Sets/Schachtel Haltbarkeit: ungeöffnet 24 Monate	EKG-Überwachung bei Erwachsenen

EKG-Einmal-Elektroden für Kinder

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
13950B CE	Einmal-Elektrode mit rundem Schaumstoffhaftering und Druckknopf. (Einzel verpackt) Durchmesser: 32 mm	30 St./Schachtel 10 Schachteln/Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13951C CE	Einmal-Festgel-Elektrode, neu platzierbar, mit Druckknopf. (3 Elektroden auf Kunststoffkarte) Abmessung: 22 mm x 33 mm	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13955C CE	Einmal-Festgel-Elektrode, neu platzierbar, mit Druckknopf. (3 Elektroden auf Kunststoffkarte) Abmessung: 22 mm x 22 mm	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore



13950B



13951C



13955C

Röntgendichte EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Kinder/Kleinkinder – IEC-Farbcodierung

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
13952D CE	Vorbefestigte röntgendichte 3-adrige Elektrode (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 22 x 33 mm (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13953D CE	Vorbefestigte röntgendichte 3-adrige Elektrode (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 22 x 22 mm (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore



13953D

Röntgendurchlässige EKG-Einmal-Elektroden mit integriertem Kabel für Kinder/Kleinkinder – IEC-Farbcodierung

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
13952E CE	Vorbefestigte röntgendurchlässige 3-adrige Elektrode (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 22 x 33 mm (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore
13953E CE	Vorbefestigte röntgendurchlässige 3-adrige Elektrode (46 cm), nicht abgeschirmt, Festgel. Abmessungen: 22 x 22 mm (Anschlussgröße: 1,5 mm)	3 St./Packung 300 St./Karton Haltbarkeit: 6 Monate	Pädiatrie-/Neonatalmonitore

EEG-Elektrode (Elektroenzephalogramm)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1935A CE	Einmal-EEG-Druckknopfelektrode	25 St./Packung 100 St./Karton	EEG-Überwachung bei Erwachsenen




M1935A


Invasiver Blutdruck

Einmal-Bestecke zur Blutdruckmessung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1567A CE	Einmal-Besteck zur Druckmessung mit einem Drucksensor. Enthält Einmal-Drucksensor, Infusionsset, Schlauch, Hähne, Spülvorrichtung und kontinuierliches Flowsystem.	20 Sets	IBP Module: M1006A, M1006B, M3012A, M3016A, M8105A, M8102A, M3002A, M3015B
M1568A CE	Einmal-Besteck zur Messung von ZVD, arteriellem Blutdruck und anderen vaskulären Drücken. Enthält Einmal-Drucksensor, Infusionsset, rote und blaue Schläuche, Hähne, Spülvorrichtung und kontinuierliches Flowsystem.	20 Sets	IBP Module: M1006A, M1006B, M3012A, M3016A, M8105A, M8102A, M3002A, M3015B
M1634A CE	Wiederverwendbares Adapterkabel für Einmal-Bestecke zur Druckmessung M1567A und M1568A.	1 Kabel	Multi-Parameter-Module: M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, M3015B
M2271A	Halterung für Einmal-Drucksensor. Für bis zu vier Drucksensoren. Erfordert Klemme zur Montage am Infusionsständer M2272A.	1 Halterung	M3015B
M2272A	Klemme zur Montage am Infusionsständer. Für eine Halterung M2271A. Kann am Infusionsständer befestigt werden.	1 Montageklemme	M3015B



M1567A



M1568A

Wiederverwendbare Produkte zur invasiven Blutdruckmessung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
CPJ840J6 CE	Wiederverwendbarer Drucksensor. Zur Messung des arteriellen und venösen Blutdrucks. Enthält eine Sensorhalterung. Kabellänge: 3 m	1 Sensor	M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015B
CPJ84022 CE	Sterile Einmal-Dome	50 Dome	CPJ840J5, CPJ840J6, M8102A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M8105A, M3015B
CPJ84026 CE	Steriles Schlauchset für Sensor CPJ840J6. Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihr Vertriebsteam.	10 Sets	M3015B
CPJ84046 CE	Sensorhalterung	4 Halterungen	N/AM3002A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M8102A, M8105A, M8105AT
CPJ84447 CE	Klemme zur Montage am Infusionsständer	1 Montageklemme	Sensoren CPJ840J5 oder CPJ840J6 mit Instrumenten: M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015B



CPJ840J6

Nichtinvasive Blutdrucküberwachung

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Wiederverwendbare Komfort-Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1571A CE	Kleinkinder, farbcodiert: orangefarbener Schlauch Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 860335, 860338
M1572A CE	Kinder, farbcodiert: grüner Schlauch Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M1573A CE	Erwachsene (klein), farbcodiert: hellblauer Schlauch Balgbreite: 10,5 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338

Wiederverwendbare Komfort-Blutdruckmanschetten – Einzelschlauch (Fortsetzung)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1574A CE	Erwachsene, farbcodiert: marineblauer Schlauch Balgbreite: 13 cm Balglänge: 28 cm Umfang der Extremität: 27 bis 35 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M1575A CE	Erwachsene (groß), farbcodiert: weinroter Schlauch Balgbreite: 16 cm Balglänge: 35 cm Umfang der Extremität: 34 bis 43 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M1576A CE	Bein, farbcodiert: grauer Schlauch Balgbreite: 20 cm Balglänge: 43 cm Umfang der Extremität: 42 bis 54 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; Monitore: MP2: M8102A, MP5: M8105A, M8105AT; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 860335, 860338



Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4552B CE	Kleinkinder, orange Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, M8105AS
M4552B5 CE	Kleinkinder, orange Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, M8105AS
M4553B CE	Kinder, grün Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4553B5 CE	Kinder, grün Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4554B CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28,5 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4554B5 CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28,5 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4555B CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4555B5 CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4556B CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4556B5 CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4557B CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4557B5 CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; ICG Monitor: 862146, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4558B CE	Erwachsene (groß), extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; C1: 863051, 863052, 863053, 863054, SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4558B5 CE	Erwachsene (groß), extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; C1: 863051, 863052, 863053, 863054, SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4559B CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität: 44 bis 56 cm	1 Manschette	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; C3: 862474, 862478, C1: 863051, 863052, 863053, 863054, SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M4559B5 CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität: 44 bis 56 cm	5 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; C3: 862474, 862478, C1: 863051, 863052, 863053, 863054, SureSigns Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803163171 CE	Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein) Braun mit hellblauem Schlauch Manschettenbreite: 10,5 cm Balgänge: 18,5 cm Umfang der Extremität: 21,0 bis 27,0 cm	1 Manschette	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803163191 CE	Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschette für Erwachsene Braun mit marineblauem Schlauch Manschettenbreite: 13,0 cm Balgänge: 26,0 cm Umfang der Extremität: 26,0 bis 34,5 cm	1 Manschette	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803163211 CE	Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß) Braun mit weinrotem Schlauch Manschettenbreite: 16,0 cm Balgänge: 36,5 cm Umfang der Extremität: 33,5 bis 45,0 cm	1 Manschette	IntelliVue CL NBP Pod 865216



Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten – 2 Schläuche

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4562B CE	Kleinkinder, orange Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4563B CE	Kinder, grün Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4564B CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28,5 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4565B CE	Erwachsene, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4566B CE	Erwachsene, extralang, marineblau Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4567B CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4568B CE	Erwachsene (groß), extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4569B CE	Bein, grau Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität: 44 bis 56 cm	1 Manschette	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren



Klassische wiederverwendbare Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
40401A CE	Kleinkinder Balgbreite: 6 cm Balglänge: 12 cm Umfang der Extremität: 10 bis 19 cm	1 Manschette	SureSigns: 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; C3 Monitors: 862474, 862478; C1 Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054; A1 Monitore: M3921A bis M3924A; A3 Monitore: M3926A bis M3929A
40401B CE	Kinder Balgbreite: 8,9 cm Balglänge: 18 cm Umfang der Extremität: 18 bis 26 cm	1 Manschette	SureSigns: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; C3 Monitore: 862474, 862478; C1 Monitore: 863051, 863052, 863054; A1 Monitore: M3921A bis M3924A; A3 Monitore: M3926A bis M3929A; TeleMon: M2636C
40401C CE	Erwachsene Balgbreite: 12,1 cm Balglänge: 23 cm Umfang der Extremität: 25 bis 35 cm	1 Manschette	SureSigns: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; C3 Monitore: 862474, 862478; C1 Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054; A1 Monitore: M3921A bis M3924A; A3 Monitore: M3926A bis M3929A; TeleMon: M2636C

Klassische wiederverwendbare Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
40401D CE	Erwachsene (groß) Balgbreite: 15,2 cm Balglänge: 33 cm Umfang der Extremität: 33 bis 47 cm	1 Manschette	SureSigns: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; C3 Monitore: 862474, 862478; C1 Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054; A1 Monitore: M3921A bis M3924A; A3 Monitore: M3926A bis M3929A; TeleMon: M2636C
40401E CE	Bein Balgbreite: 17,8 cm Balglänge: 36 cm Umfang der Extremität: 46 bis 66 cm	1 Manschette	SureSigns: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863066, 863068, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; C3 Monitore: 862474, 862478; C1 Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054; A1 Monitore: M3921A bis M3924A; A3 Monitore: M3926A bis M3929A



Sortimente an wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
864288 CE	Easy Care Manschetten Sortiment für Erwachsene – 4 Größen Erwachsene (klein), Erwachsene, Erwachsene (groß), Bein	Mit 4 Manschetten: M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
864289 CE	Easy Care Manschetten Sortiment für Kinder – 4 Größen Kleinkinder, Kinder, Erwachsene (klein), Erwachsene	Enthält 4 Manschetten: M4552B, M4553B, M4554B, M4555B	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
864290 CE	Easy Care Manschetten Sortiment – 6 Größen Kleinkinder, Kinder, Erwachsene (klein), Erwachsene, Erwachsene (groß), Bein	Mit 6 Manschetten: M4552B, M4553B, M4554B, M4555B, M4557B, M4559B	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
864291 CE	Easy Care Manschetten Sortiment für Erwachsene, lang – 6 Größen Erwachsene (klein), Erwachsene, Erwachsene (lang), Erwachsene (groß), Erwachsene (groß, lang), Bein	Mit 6 Manschetten: M4554B, M4555B, M4556B, M4557B, M4558B, M4559B	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
M1577A CE	Sortiment an wiederverwendbaren Komfort- Manschetten Erwachsene, Kleinkinder, Kinder, Erwachsene (klein)	Enthält 4 Manschetten: M1571A, M1572A, M1573A, M1574A	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8105A; MP5: M8105A; M8105AT; C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338
M1578A CE	Sortiment an wiederverwendbaren Komfort- Manschetten Erwachsene, Erwachsene (groß), Erwachsene (klein), Bein	Mit 4 Manschetten: M1573A, M1574A, M1575A, M1576A	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8105A; MP5: M8105A; M8105AT; C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338

Sortimente an wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1579A CE	Sortiment an wiederverwendbaren Komfort-Manschetten Erwachsene (klein), Erwachsene (groß), Erwachsene, Kleinkinder, Kinder, Bein	Enthält 6 Manschetten: M1571A, M1572A, M1573A, M1574A, M1575A, M1576A	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8105A; MP5: M8105A; M8105AT; C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338
40400A CE	Sortiment an wiederverwendbaren klassischen Manschetten Kinder, Erwachsene, Erwachsene (groß)	Enthält 3 Manschetten: 40401B, 40401C, 40401D	SureSigns: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088
40400B CE	Sortiment an wiederverwendbaren klassischen Manschetten Kleinkinder, Kinder, Erwachsene, Erwachsene (groß), Bein	Enthält 5 Manschetten: 40401A, 40401B, 40401C, 40401D, 40401E	SureSigns: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088



M1577A



M1578A

Einmal-Blutdruckmanschetten

Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1874A CE	Kleinkinder (orange) Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15,4 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A, MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS
M1875A CE	Kinder (grün) Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A, MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS
M1876A CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,5 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A, MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS
M1877A CE	Erwachsene (marineblau) Balgbreite: 13 cm Balglänge: 28 cm Umfang der Extremität: 27 bis 35 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A; MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS

Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1878A CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 16 cm Balglänge: 35 cm Umfang der Extremität: 34 bis 43 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A, MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS
M1879A CE	Bein (grau) Balgbreite: 20 cm Balglänge: 43 cm Umfang der Extremität: 42 bis 54 cm	10 Manschetten	Modul: M1008B, Multi-Parameter-Modul: M3000A, M3001A, M3002A; Patientenmonitore: C3: 862474, 862478; MP2 M8102A, MP5 M8105A, M8105AT; SureSigns Monitore: 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS



Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 1 Schlauch

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4572B CE	Kleinkinder (orange) Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863061, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, M8105AS, 860335, 860338
M4573B CE	Kinder (grün) Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M4574B CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28,5 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M4575B CE	Erwachsene (marineblau) Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4576B CE	Erwachsene, extralang (marineblau) Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M4577B CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338



Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 1 Schlauch (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4578B CE	Erwachsene (groß), extralang, weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A; TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M4579B CE	Bein (grau) Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität: 44 bis 56 cm	10 Manschetten	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, M8105AS, 860335, 860338
989803163181 CE	Mobile CL Einmal-Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein) hellblau Manschettenbreite: 10,5 cm Balglänge: 18,5 cm Umfang der Extremität: 21,0 bis 27,0 cm	20 Manschetten	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803163201 CE	Mobile CL Einmal-Blutdruckmanschette für Erwachsene marineblau Manschettenbreite: 13,0 cm Balglänge: 26,0 cm Umfang der Extremität: 26,0 bis 34,5 cm	20 Manschetten	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803163221 CE	Mobile CL Einmal-Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß) weinrot Manschettenbreite: 16,0 cm Balglänge: 36,5 cm Umfang der Extremität: 33,5 bis 45,0 cm	20 Manschetten	IntelliVue CL NBP Pod 865216

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 2 Schläuche

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4582B CE	Kleinkinder (orange) Balgbreite: 5,5 cm Balglänge: 15 cm Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4583B CE	Kinder (grün) Balgbreite: 8 cm Balglänge: 21,5 cm Umfang der Extremität: 14 bis 21,5 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4584B CE	Erwachsene (klein), hellblau Balgbreite: 10,6 cm Balglänge: 24 cm Umfang der Extremität: 20,5 bis 28,5 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4585B CE	Erwachsene (marineblau) Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren



Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten – 2 Schläuche (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4586B CE	Erwachsene, extralang (marineblau) Balgbreite: 13,5 cm Balglänge: 30 cm Umfang der Extremität: 27,5 bis 36 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4587B CE	Erwachsene (groß), weinrot Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4588B CE	Erwachsene (groß), extralang (weinrot) Balgbreite: 17 cm Balglänge: 38 cm Umfang der Extremität: 35 bis 45 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren
M4589B CE	Bein (grau) Balgbreite: 21 cm Balglänge: 48 cm Umfang der Extremität: 44 bis 56 cm	10 Manschetten	Zur Verwendung mit Doppelschlauchmonitoren

Zubehör und Schläuche für die Blutdrucküberwachung

Verbindungsschläuche

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803136931 CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für nichtinvasive Blutdruckmessung für Erwachsene/Kinder Länge: 3,57 m	1 Schlauch	VS1 Monitore: 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061
M1598B CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Erwachsene Länge: 1,5 m	1 Schlauch	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS
M1599B CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Erwachsene Länge: 3,0 m	1 Schlauch	M1008B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088; MP5: M8105A, M8105AT, MP2: M8102A, TeleMon: M2636C, M8105AS, 860335, 860338
M3918A CE	Blutdruck-Verbindungsschlauch für Erwachsene/Kinder Länge: 3,0 m	1 Schlauch	A1: M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, A3: M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; ICG: 862146; C1 Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054
989803163131 CE	Mobile CL Verlängerungsluftschlauch (1 m) Länge: 1,0 m	1 Schlauch	IntelliVue CL NBP Pod 865216



989803136931



M1599B



M3918A

Schlauchkappen für Blutdruckmanschetten

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803151601 CE	Schlauchkappen für Einzelschlauch-Manschetten	10 Kappen	nicht zutreffend
989803151611 CE	Schlauchkappen für Doppelschlauch-Manschetten	20 Kappen	nicht zutreffend



989803151601



989803151611

Ballon- und Ventilset für manuelle Sphygmomanometer

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4580A CE	Ballon- und Ventilset Manuelle Sphygmomanometer Ersatz-Spiralschlauch (M4581A) ist für dieses Produkt erhältlich.	1 Ballon und Ventil	Nur wiederverwendbare Doppelschlauch-Manschetten M456xB und weiche Einmal-Blutdruckmanschetten zur Verwendung bei einem Patienten der Serie M458xB
M4581A CE	Ersatz-Spiralschlauch Ballon- und Ventilset, Länge: 20,3 cm	1 Schlauch	Ballon- und Ventilset M4580A



M4580A



M4581A

Blutdruckmanschettenadapter

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4550A CE	Adapter für 1 Schlauch (Welch-Allyn) Buchsenanschluss mit Gewinde	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 1 Schlauch (außer Serien 40401x)
M4551A CE	Y-Adapter für 2 Schläuche (Welch-Allyn) Y-Manschettenadapter	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4560A CE	Adapter für 1 Schlauch Buchsenanschluss mit Gewinde	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 1 Schlauch (außer Serien 40401x)
M4561A CE	Y-Adapter für 2 Schläuche Buchsenanschluss mit Gewinde	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4570A	Adapter für 1 Schlauch (Draeger) Manschettenadapter mit Schnappverschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 1 Schlauch (außer Serien 40401x)
M4571A	Y-Adapter für 2 Schläuche (Draeger) Y-Adapter	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche



M4550A



M4551A



M4560A



M4561A



M4570A



M4571A

Blutdruckmanschettenadapter (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4590A	Adapter für 1 Schlauch (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray) Schnappverschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 1 Schlauch (außer Serien 40401x)
M4591A CE	Adapter für 1 Schlauch (Welch-Allyn Protocol) Steckstiftanschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 1 Schlauch (außer Serien 40401x)
M4592A	Adapter für 2 Schlauch (GE/Marquette) Steckstiftanschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4593A	Adapter für 2 Schläuche (Datex/Ohmeda) Ein Buchsen- und ein Steckstiftanschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4594A CE	Y-Adapter (Spacelabs, Siemens, Mindray) Bajonettanschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4595A CE	Y-Adapter (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray) Schnappverschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche
M4596A CE	Y-Adapter (Welch-Allyn Protocol) Steckstiftanschluss	1 Adapter	Einmal- und wiederverwendbare Philips-Manschetten für 2 Schläuche



M4590A



M4591A



M4592A



M4593A



M4594A



M4595A



M4596A

Papier

Schreiberpapier

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
40477A CE	Papier für Thermokammschreiber	10 Rollen	M1116A/M1116B Schreiber; M3176B Schreiber-Modul: MP 20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, M3001A
40477B CE	Papier für Thermokammschreiber	80 Rollen	M1116A/M1116B Schreiber; M3176B Schreiber-Modul: MP 20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, M3001A
M4816A CE	Papier für Thermokammschreiber	10 Rollen	M3925A Schreiber für kompakte A1/C1-Patientenmonitore; M3176C USB-2-Kanal-Schreiber; A3/C3 Schreiber
M4817A CE		80 Rollen	M3925A Schreiber für kompakte A1/C1-Patientenmonitore; M3176C USB-2-Kanal-Schreiber; A3/C3 Schreiber
PSE11268	Seiko Schreiberpapier, 4-Kanal	24 Rollen	M3160A Schreiber
40469A	Multikanal-Thermokammschreiber mit Leporellofaltung	1 Karton = 20 Packungen (300 Blatt pro Packung)	Schreiber M1117A
M1885A CE	Papier für Thermokammschreiber, Größe A4 Multikanal, chemothermisch, Leporellofaltung, nummeriert	1 Karton = 6 Packungen (500 Blatt pro Packung)	Schreiber M1118A
989803138131	IKG-Papier	20 Rollen	Integrierter IKG-Schreiber 862146
989803136891	Papier für Thermokammschreiber	5 Rollen	Integrierte Schreiber VS1, VS3, VM4, VM6, VM8



40477A



989803138131



989803136891

Pulsoxymetrie

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1191B CE	Fingertaschen-Sensor für Erwachsene, Länge: 2 m Patientengewicht: über 50 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1191BL CE	Fingertaschen-Sensor für Erwachsene, Länge: 3 m Patientengewicht: über 50 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS



M1191B

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1191T CE	Fingertaschen-Sensor für Erwachsene, Länge: 0,45 m Patientengewicht: über 50 kg 9-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1192A CE	Fingertaschen-Sensor für Kinder/Erwachsene (klein), Länge: 1,5 m Patientengewicht: 15 bis 50 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS



M1191T



M1192A

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1192T CE	Fingertaschen-Sensor für Kinder/Erwachsene (klein), Länge: 0,45 m Patientengewicht: 15 bis 50 kg 9-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1193A CE	Wiederverwendbarer Wickelsensor für Neugeborene, Länge: 1,5 m Hand oder Fuß bei Neugeborenen, Patientengewicht: 1 bis 4 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Monitore: SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS



M1192T



M1193A

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1193T CE	Wiederverwendbarer Wickelsensor für Neugeborene, Länge: 0,90 m Hand oder Fuß bei Neugeborenen, Patientengewicht: 1 bis 4 kg 9-poliger Stecker	1 Sensor	Monitore: SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1194A CE	Ohrclip-Sensor für Kinder/Erwachsene, Länge: 1,5 m Patientengewicht: über 40 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS



M1193T



M1194A

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1195A CE	Wiederverwendbarer Fingertaschen-Sensor für Kleinkinder, Länge: 1,5 m Finger von Kleinkindern, Patientengewicht: 4 bis 15 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1196A CE	Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene, Länge: 3 m Patientengewicht: über 40 kg 8-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS, 860335, 860338
M1196S CE	Wiederverwendbarer SpO ₂ -Ohrclip-Sensor für Erwachsene, 2-m-Kabel, Anschluss von Philips für Finger Patientengewicht: über 40 kg	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS

Wiederverwendbare SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1196T CE	Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene, Länge: 90 cm Patientengewicht: über 40 kg 9-poliger Stecker	1 Sensor	Telemetrie: M2600B Telemetriesystem, M2601B Sender, TRx4841A, TRx4851A Sender/Empfänger; MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
M1627A CE	Handgelenkgurt Klettverschluss für M1191A/B SpO ₂ -Sensoren		860335, 860338



M1195A



M1196A



M1196T



M1627A

Einmal-SpO₂-Sensoren von Philips

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1131A CE	Einmal-Fingerclip-Sensor für Kinder/Erwachsene (zur Verwendung bei nur einem Patienten) Länge: 45 cm, Patientengewicht: über 20 kg 9-poliger Stecker	20 Sensoren	Telemetrie: M2601A Sender, MP5: M8105AT. Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS, 860335, 860338
M1132A CE	Einmal-Wickelsensor für Kleinkinder (zur Verwendung bei einem Patienten) Länge: 0,9 m, Finger von Kleinkindern Patientengewicht: 3 bis 10 kg 9-poliger Stecker	20 Sensoren	Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, Multi-Parameter- Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A, Telemetrie: M8105AT mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS, 860335, 860338
M1133A CE	Einmal-Wickelsensor (zur Verwendung bei einem Patienten) Länge: 90 cm Patientengewicht: Erwachsene (Finger) über 40 kg Neugeborene (Fuß/Hand) unter 3 kg Kleinkinder (großer Zeh, Daumen) 10 bis 20 kg	20 Sensoren	Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, Multi-Parameter- Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A, Telemetrie: M8105AT mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS, 860335, 860338

Einmal-SpO₂-Sensoren von Philips (Fortsetzung)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1134A CE	Haftmittelfreier Einmal-Wickelsensor für Neugeborene/Kleinkinder/Erwachsene (zur Verwendung bei einem Patienten) Länge: 90 cm, Patientengewicht: Erwachsene über 40 kg Neugeborene unter 3 kg Kleinkinder 10 bis 20 kg 9-poliger Stecker	20 Sensoren	Monitore: C3: 862474, 862478; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; MP2: M8102A, MP5: M8105A, Telemetrie: M8105AT mit SpO ₂ -Option A01, M8105AS
989803165921 CE 0123	Mobile CL 20 Ein-Patienten-SpO ₂ -Sensoren	20 Sensoren	IntelliVue CL SpO ₂ Pod, 865215
989803165941 CE 0123	Mobile CL 20 Ein-Patienten-SpO ₂ -Sensoren und Schalen	20 Sensoren	IntelliVue CL SpO ₂ Pod, 865215
989803165951 CE	Mobile CL 20 SpO ₂ -Schalen	20 Sensoren	IntelliVue CL SpO ₂ Pod, 865215
989803165961 CE	Mobile CL 50 SpO ₂ -Handgelenkbänder	20 Sensoren	IntelliVue CL SpO ₂ Pod, 865215



M1131A



M1132A



M1133A



M1134A

SpO₂-Adapterkabel für Philips-Sensoren

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1900B CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	SpO ₂ -Modul: M1020A
M1940A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (12-polig) Zum Anschluss eines 8-poligen Sensors an einer 12-poligen Buchse Länge: 2 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020A
M1941A CE	SpO ₂ -Verlängerungskabel (8-polig) Zur Verlängerung zwischen einem 8-poligen Sensor und einer 8-poligen Buchse Länge: 2 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A, M8105AT mit SpO ₂ -Option A01; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS
M1943A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 1,1 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A, M8105AT mit SpO ₂ -Option A01; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 860335, 860338
M1943AL CE	SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig) Zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A, M8105AT mit SpO ₂ -Option A01; SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS
M1943NL CE	OxiMax® SpO ₂ -Adapterkabel (8-polig), zum Anschluss eines 9-poligen Sensors an einer 8-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	M1020B-A02, M3001A-A02, M3001A-A04, M3002A-A04, M8102A-SP4, M8105A-SP4, M8105AT-SP4, M8105AS
M4787A CE	SpO ₂ -Adapterkabel (9-polig) Zur Verlängerung zwischen einem 9-poligen Sensor und einer 9-poligen Buchse Länge: 3 m	1 Kabel	A1: M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A; A3: M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; C1: 863051, 863053, 863054



M1900B



M1940A



M1941A



M1943A/AL



M1943NL

Selbsthaftende SpO₂-Sensoren (von Philips nur in Europa und Japan erhältlich)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1901B CE	Steriler Einmal-Sensor für Neugeborene Patientengewicht: unter 3 kg bzw. über 40 kg 9-poliger Stecker	24 Sensoren und Klebestreifen Haltbarkeit: 1 Jahr	SpO ₂ -Module: M1020B mit Opt. A01 oder A02; Multi-Parameter-Module: M3000A mit Opt. A01, M3001A mit Opt. A01, A02 oder A04; M3002A mit Opt. A01 oder A04; MP5 Monitor: M8105A/AT mit Opt. A01 oder Opt. SP4; M8102A mit Opt. A01 oder Opt. SP4; SureSigns Monitore: 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS
M1902B CE	Steriler Einmal-Sensor für Kleinkinder Patientengewicht: 3 bis 20 kg 9-poliger Stecker	24 Sensoren und Klebestreifen Haltbarkeit: 1 Jahr	
M1903B CE	Steriler Einmal-Sensor für Kinder Patientengewicht: 10 bis 50 kg 9-poliger Stecker	24 Sensoren und Klebestreifen Haltbarkeit: 1 Jahr	
M1904B CE	Steriler Einmal-Sensor für Erwachsene Patientengewicht: über 30 kg 9-poliger Stecker	24 Sensoren und Klebestreifen Haltbarkeit: 1 Jahr	



M1901B



M1902B



M1903B



M1904B

Masimo® LNOP® SpO₂ Adapterkabel

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1020-61100 CE	Adapterkabel für Masimo® LNOP® Zum Anschluss von LNOP®-Sensoren an Philips Monitore. Länge: 3,6 m	1 Kabel	SpO ₂ -Modul: M1020B; Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A mit SpO ₂ -Opt. A01; SureSigns: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863080, 863081, 863082, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863266, 863265, 863266 SpO ₂ -Modul SET®: M1020B Opt. A03; Multi-Parameter-Modul SET®: M3001A Opt. A03, M3002A Opt. A03
M1020-61102 CE	Adapterkabel für Masimo® LNOP® Zum Anschluss von LNOP®-Sensoren an Philips Viridia Monitore. Länge: 3,6 m	1 Kabel	CMS-Modul M1020A



M1020-61100



M1020-61102

Masimo® LNCS® SpO₂ Adapterkabel

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803148221 CE	Adapterkabel für Masimo® LNCS Zum Anschluss von LNCS-Sensoren an Philips Monitore. Länge: 3 m	1 Kabel	SpO ₂ -Module: M1020A, M1020B; Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A; MP2: M8102A; MP5: M8105A mit SpO ₂ -Opt. A01; SpO ₂ -Modul SET®: M1020B Opt. A03; Multi-Parameter- Module SET®: M3001A Opt. A03, M3002A Opt. A03, M8105AS



989803148221

Temperaturüberwachung

Einmal-Temperatursensor zur Platzierung auf der Haut

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
21091A CE	Steriler Einmal-Haut-Temperatursensor Länge: 76 cm Haltbarkeit: mind. 12 Monate	1 Karton = 20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3015B MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A



21091A

Einmal-Ösophagus/Rektum-Temperatur Sensoren (entsprechen EN12470-Norm)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M1837A CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor, 9 French Länge: 91 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21090A CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor, 12 French Länge: 91 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B



M1837A



21090A

Einmal-Ösophagus/Stethoskop-Temperatursensoren (entsprechen EN12470-Norm)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
21093A CE	Ösophagus/Stethoskop mit Temperatursensor, 12 French Länge: 51 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21094A CE	Ösophagus/Stethoskop mit Temperatursensor, 18 French Länge: 51 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21095A CE	Ösophagus/Stethoskop mit Temperatursensor, 24 French Länge: 51 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	20 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B



21093A



21094A

Einmal-Foley-Katheter mit Temperatursensoren (entsprechen EN12470-Norm)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M2255A CE	Foley-Katheter mit Temperatursensor, 14 French Länge: 43 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	10 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21096A CE	Foley-Katheter mit Temperatursensor, 16 French Länge: 43 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	10 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21097A CE	Foley-Katheter mit Temperatursensor, 18 French Länge: 43 cm, sterilisiert, kontinuierliche Überwachung Haltbarkeit: mind. 12 Monate	10 Sensoren	Temperatur-Modul: M1029A; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B



M2255A



21096A



21097A

Verlängerungs- und Adapterkabel für Einmal-Temperatursensoren

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
21082A CE	Verlängerungskabel für Einmal-Temperatursensor Für 1/8"-Miniklinkenstecker (2-poliger Anschluss) Länge: 3 m	1 Kabel	Temperatur-Modul: M1029A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21082B CE	Verlängerungskabel für Einmal-Temperatursensor Für 1/8"-Miniklinkenstecker (2-poliger Anschluss) Länge: 1,5 m	1 Kabel	Temperatur-Modul: M1029A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
989803162591 CE	Verlängerungskabel für Einmal-Temperatursensoren für Monitore der Serie 400 Länge: 3 m	1 Kabel	Temperaturmonitore Serie 400 mit 1/4"-Klinkenstecker
989803162601 CE	Verlängerungskabel für Einmal-Temperatursensoren für Monitore der Serie 400 Länge: 1,5 m	1 Kabel	Temperaturmonitore Serie 400 mit 1/4"-Klinkenstecker



21082A



989803162591

Wiederverwendbare autoklavierbare Temperatursensoren für die kontinuierliche Überwachung (entsprechen EN12470-Norm)

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
21075A CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor (autoklavierbar), 12 French, 2-poliger Stecker, wiederverwendbar; kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperatur-Modul: M1029A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter- Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21076A CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor (autoklavierbar), 10 French, 2-poliger Stecker, wiederverwendbar; kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperatur-Modul: M1029A, MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B
21078A CE	Haut-Temperatursensor (autoklavierbar), Durchmesser: 9,5 mm 2-poliger Stecker, wiederverwendbar, selbsthaftend, kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperatur-Modul: M1029A, SureSigns Monitore: 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088; MP2 Monitor: M8102A, MP5 Monitor: M8105A; Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, M3015B, 860335, 860338
989803162621 CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor (autoklavierbar), 12 French, 1/4"-Klinkenstecker, wiederverwendbar; kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperaturmonitore der Serie 400 mit Anschluss für 1/4"-Klinkenstecker



21075A



21076A



989803162621

Wiederverwendbare autoklavierbare Temperatursensoren für die kontinuierliche Überwachung

(entsprechen EN12470-Norm) (Fortsetzung)

Produkt nr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803162631 CE	Ösophagus/Rektum-Temperatursensor (autoklavierbar), 10 French, 1/4"-Klinenstecker, wiederverwendbar, kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperaturmonitore der Serie 400 mit Anschluss für 1/4"-Klinenstecker
989803162641 CE	Haut-Temperatursensor (autoklavierbar) Durchmesser: 9,5 mm 1/4"-Klinenstecker, wiederverwendbar, selbsthaftend, kontinuierliche Überwachung Länge: 3 m	1 Sensor	Temperaturmonitore der Serie 400 mit Anschluss für 1/4"-Klinenstecker
989803163281 CE	Adapterkabel zur Verbindung von wiederverwendbaren Temperatursensoren mit 1/4"-Klinenstecker mit 2-poligen HP/Agilent- und Philips-Anschlüssen	1 Sensor	Zur Verwendung mit Temperatursensoren 989803162621, 989803162631, 989803162641
989803163271 CE	Adapterkabel zur Verbindung von wiederverwendbaren Temperatursensoren (2-poliger Anschluss) mit Temperaturmonitoren der Serie 400 (1/4"-Klinenstecker)	1 Sensor	Zur Verwendung mit Temperatursensoren 21075A, 21076A, 21078A



989803162631



989803162641



989803163281



989803163271

Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns VS1 Monitore

ProduktNr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803136921 CE	Einmal-Schutzkappen für Temperatursensoren	200 Schutzkappen	Temperatursensoren 989803136901, 989803136911
989803136901 CE	Oral-Temperatursensor wiederverwendbar; prädiktive Temperaturüberwachung	1 Sensor	VS1, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062
989803136911 CE (LATEX)	Rektal-Temperatursensor wiederverwendbar; prädiktive Temperaturüberwachung	1 Sensor	VS1, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062



989803136921



989803136901



989803136911

Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns VM4/VS2/VS3/MP5 Monitore

ProduktNr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803143381 CE	Wiederverwendbarer Oral-Temperatursensor mit Halterung prädiktive Temperaturüberwachung	1 Sensor	SureSigns VS3: 863070, 863073, 863074, VM4: 863063, VM6: 863064, 863065, VM8: 863066, IntelliVue MP5: M8105A, M8105AT, M8105AS, VS2: 863081, 863082
989803143391 CE	Wiederverwendbarer Rektal-Temperatursensor mit Halterung prädiktive Temperaturüberwachung	1 Sensor	SureSigns VS3: 863070, 863073, 863074, VM4: 863063, VM6: 863064, 863065, VM8: 863066, IntelliVue MP5: M8105A, M8105AT, M8105AS, VS2: 863081, 863082
M4823A CE	Schutzkappen für Temperatursensoren	1000 Schutzkappen	Temperatursensoren 989803143381, 989803143391



989803143381



989803143391

Wiederverwendbare Temperatursensoren für SureSigns Monitore der Serien A1/A3/C1/VM4-8

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
M4821A CE	Wiederverwendbarer Oral-Temperatursensor	1 Sensor	A1/C1 Monitore, M3922A, M3924A, 863052, 863054, 863051, 863053; VM4/VM6/VM8 Monitore 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
M4822A CE	Wiederverwendbarer Rektal-Temperatursensor	1 Sensor	Monitore der Serien A1/C1, M3922A, M3924A, 863052, 863054, 863051, 863053



M4821A



M4822A

Batterien/Akkus, Taschen, Etuis, Stethoskopteile


Batterien/Akkus

Batterien für die Patientenüberwachung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803144631	Lithium-Ionen-Akku	1 Akku	SureSigns: 863063, 863064, 863065, 863066, 863067, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863088
M4605A	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 10,8 Volt	1 Akku	IntelliVue MP20, MP30, MP40, MP50, MP5, MP5T, M2702A, M2703A, 865297, M8105AS
M4607A CE	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 10,8 Volt	1 Akku	IntelliVue MP2, M8102A, Multi-Parameter-Modul X2, M3002A
M4607-60001	Adapter für Akku-Ladegerät	1 Adapter	IntelliVue Multi-Parameter-Modul X2, M3002A, MP2, M8102A
989803168861 CE	Mobile CL SpO ₂ -Akkuset Kit enthält Ersatzakku für IntelliVue CL SpO ₂ Pod und erforderliches Zubehör	1 Akkuset	IntelliVue CL SpO ₂ Pod 865215
989803163261 CE	Mobile CL NBP-Akkuset Kit enthält einen Akku und ein Werkzeug zur Demontage des NBP-Moduls	1 Akkuset	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803166291 CE	Lithium-Ionen-Akku für SureSigns VM1 Wiederaufladbar und auslaufsicher	1 Akku	SureSigns VM1: 863264, 863265, 863266
989803174131	Lithium-Ionen-Akku für MX40, 3 Stück/Packung Wiederaufladbar, Lebensdauer 3 Monate, 3,7 V	3 Akkus	MX40
989803176201	Lithium-Ionen-Akku für MX40, 1 Stück/Packung Wiederaufladbar, Lebensdauer 3 Monate, 3,7 V	1 Akku	MX40
989803174891	Batterieadapter für MX40, 3 Stück/Packung AA-Einwegbatterie	3 Batterien	MX40
989803174881 CE	VM Lithium-Ionen-Akku	1 Akku	VS _i und VS ₂ + Monitore: 863275, 863276, 863277, 863278, 863279



989803144631



M4605A



M4607A



989803176201

Batterien/Akkus für die Telemetrie

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
40455A	Zink-Luft-Batterie, 8,4 Volt, Haltbarkeit: 9 Monate	12 Batterien	78100A, M1400A, M2600A
ULBU9VLJ	Lithium-Batterie, 9 Volt, Haltbarkeit: 10 Monate	10 Batterien	M2600A, M2601A
M4790A	Akku	1 Montagespange	M2636A

Taschen, Etuis, Beutel

Taschen, Beutel und Unterlagen für die Patientenüberwachung

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
989803163331	Standard-Tragetasche MP2/X2, rot	1 Tasche	M3002A, M8102A
989803163341	Standard-Tragetasche MP2/X2, schwarz	1 Tasche	M3002A, M8102A
989803163351	Tragetasche MP2/X2 (mini), rot	1 Tasche	M3002A, M8102A
989803163361	Tragetasche MP2/X2 (mini), schwarz	1 Tasche	M3002A, M8102A
989803163371	Tragetasche MP2/X2 (groß), schwarz	1 Tasche	M3002A, M8102A
989803163631	Ersatz-Sortiment für Tragetasche MP2/X2 Enthält Ersatzteile für MP2/X2-Tragetaschen: 2 Velcro-Klettverschlüsse, 1 Etui für SpO ₂ -Sensoren, 1 Tragegurt, 1 Tragriemen und 1 Kabelkanal	1 Set	M3002A, M8102A
989803153441	Tragegurt MP2/X2	1 Tragegurt	M8102A MP2, M3002A Multi-Parameter-Modul X2
989803157171	Rutschfeste Unterlage X2/MP2	5 Unterlagen	M8102A MP2, M3002A Multi-Parameter-Modul X2
989803163381	Filter für NGV-Display für die MP2/X2-Verwendung im Dunkeln		M3002A, M8102A
M3919A	Leinen-Tragebeutel	1 Beutel	A3 Monitor: M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A
M3920A	Zubehörbeutel mit Druckknopf für den A3-Leinen-Tragebeutel	1 Beutel	Beutel M3919A
989803163251 CE	Mobile CL NBP-Schalenset	20 Schalen	IntelliVue CL NBP Pod 865216
989803174141	Spritzwassergeschützte Telemetrietasche, Karton mit 50 Stück	1 Schachtel = 50 Taschen	IntelliVue MX40, IntelliVue kabellose Parameter für die nichtinvasive Blutdruckmessung
989803174151	Spritzwassergeschützte Telemetrietasche, Karton mit 200 Stück	1 Schachtel = 200 Taschen	IntelliVue MX40, IntelliVue kabellose Parameter für die nichtinvasive Blutdruckmessung



989803163331



989803163341



989803163351



989803163361



989803163371

Telemetrietaschen und Schutzkappen

Produktnr.	Beschreibung	Verpackung	Verwendbar mit
9300-0768-050 CE	Wasser- und chemikalienbeständige Einmal-Telemetrietasche mit Druckknöpfen	1 Schachtel mit 50 Taschen	78100A, M1400A, M2600A, 865216
9300-0768-200	Wasser- und chemikalienbeständige Einmal-Telemetrietasche mit Druckknöpfen	4 Schachteln mit 50 Taschen	78100A, M1400A, M2600A, 865216
989803137831	Sender-/Empfänger-Tragegurt und Sichtfenster	1 Schachtel mit 50 Taschen	IntelliVue Telemetrie 865216, 862231 (TRx4851A), 865216, 862439 (TRx4841A), 862108 (M2601B)
989803140371	Sender-/Empfänger-Tragegurt und Sichtfenster	4 Schachteln mit 50 Taschen	
989803140431	Schutzabdeckung für TeleMon/Service-Anschluss bei Modell „TRx“ (nur EKG)	10 Schutzabdeckungen	
989803140451	Schutzabdeckung für TeleMon/Service-Anschluss bei Modell TRx+“ (nur EKG und SpO ₂)	10 Schutzabdeckungen	
989803140441	Schutzabdeckung für SpO ₂ -Anschluss	10 Schutzabdeckungen	



989803137831



40431



40441



40451

Stichwortverzeichnis

13901A.....	11, 18	40477A.....	77	989803151981.....	42
13902A.....	11, 18	40477B.....	77	989803152001.....	42
13904A.....	11, 18	40489E.....	47	989803152061.....	42
13905A.....	11, 18	40493D.....	47	989803152081.....	42
13907A.....	11	40493E.....	47	989803152141.....	43
13941E.....	48			989803152161.....	43
13942E.....	48	864288.....	64	989803153031.....	44
13950B.....	49	864289.....	64	989803153041.....	44
13951C.....	49	864290.....	64	989803153051.....	44
13952D.....	50	864291.....	64	989803153441.....	99
13952E.....	50			989803156211.....	49
13953D.....	50	9300-0768-050.....	100	989803156231.....	49
13953E.....	50	9300-0768-200.....	100	989803156251.....	49
13955C.....	49	989803136891.....	77	989803156271.....	49
14363A.....	20	989803136901.....	96	989803157171.....	99
15210-64010.....	11	989803136911.....	96	989803159571.....	13
15210-64020.....	11	989803136921.....	96	989803159581.....	13
15244A.....	22	989803136931.....	73	989803160241.....	13
		989803137831.....	100	989803160251.....	13
21075A.....	94	989803138131.....	77	989803160261.....	13
21076A.....	94	989803140371.....	100	989803160271.....	13
21078A.....	94	989803140401.....	44	989803160281.....	13
21082A.....	93	989803140411.....	44	989803160301.....	13
21082B.....	93	989803140421.....	44	989803162591.....	93
21090A.....	90	989803140431.....	100	989803162601.....	93
21091A.....	90	989803140441.....	100	989803162621.....	94
21093A.....	91	989803140451.....	100	989803162631.....	95
21094A.....	91	989803143171.....	34	989803162641.....	95
21095A.....	91	989803143191.....	34	989803163131.....	73
21096A.....	92	989803143381.....	96	989803163171.....	59
21097A.....	92	989803143391.....	96	989803163181.....	70
23001A.....	22	989803143481.....	43	989803163191.....	59
23001B.....	22	989803143491.....	43	989803163201.....	70
23002A.....	22	989803144471.....	16	989803163211.....	59
		989803144531.....	17	989803163221.....	70
40400A.....	65	989803144631.....	98	989803163251.....	99
40400B.....	65	989803146911.....	43	989803163261.....	98
40401A.....	62	989803148221.....	89	989803163271.....	95
40401B.....	62	989803148801.....	47	989803163281.....	95
40401C.....	62	989803148821.....	47	989803163331.....	99
40401D.....	63	989803148841.....	39	989803163341.....	99
40401E.....	63	989803148861.....	39	989803163351.....	99
40455A.....	99	989803151601.....	74	989803163361.....	99
40469A.....	77	989803151611.....	74	989803163371.....	99

989803163381.....	99	M1193T.....	81	M1639A.....	37
989803163631.....	99	M1194A.....	81	M1642A.....	22
989803165921.....	85	M1195A.....	82	M1643A.....	22
989803165941.....	85	M1196A.....	82	M1645A.....	25, 31
989803165951.....	85	M1196S.....	82	M1646A.....	22
989803165961.....	85	M1196T.....	83	M1648A.....	25, 31
989803166291.....	98	M1465A.....	20	M1649A.....	34
989803168861.....	98	M1501A.....	39	M1655B.....	11
989803171901.....	40	M1502A.....	39	M1656B.....	12
989803171911.....	40	M1503A.....	39	M1657B.....	12
989803171931.....	40	M1504A.....	39	M1658A.....	12
989803171951.....	40	M1509A.....	39	M1659A.....	12
989803171961.....	40	M1510A.....	35	M1662A.....	12
989803171971.....	40	M1530A.....	36	M1663A.....	24
989803172211.....	40	M1533A.....	27	M1664A.....	39
989803172221.....	40	M1538A.....	27	M1665A.....	26
989803172241.....	40	M1550C.....	35	M1667A.....	28
989803174131.....	98	M1558A.....	27	M1668A.....	30
989803174141.....	99	M1567A.....	51	M1669A.....	32
989803174151.....	99	M1568A.....	51	M1672A.....	33
989803174201.....	33	M1570C.....	36	M1674A.....	33
989803174211.....	25, 31	M1571A.....	53	M1678A.....	33
989803174241.....	27	M1572A.....	53	M1679A.....	39
989803174881.....	98	M1573A.....	53	M1681A.....	27, 29
989803174891.....	98	M1574A.....	54	M1683A.....	27, 29
989803176201.....	98	M1575A.....	54	M1685A.....	27, 29
989803176491.....	40	M1576A.....	54	M1837A.....	90
989803176501.....	40	M1577A.....	64	M1874A.....	66
		M1578A.....	64	M1875A.....	66
CPJ840J6.....	52	M1579A.....	65	M1876A.....	66
CPJ84022.....	52	M1590A.....	36	M1877A.....	66
CPJ84026.....	52	M1598B.....	73	M1878A.....	67
CPJ84046.....	52	M1599B.....	73	M1879A.....	67
CPJ84447.....	52	M1604A.....	25	M1885A.....	77
		M1611A.....	37	M1900B.....	86
M1020-61100.....	89	M1612A.....	11, 18	M1901B.....	88
M1020-61102.....	89	M1613A.....	37	M1902B.....	88
M1131A.....	84	M1615A.....	37	M1903B.....	88
M1132A.....	84	M1619A.....	37	M1904B.....	88
M1133A.....	84	M1626A.....	33	M1920A.....	13
M1134A.....	85	M1627A.....	83	M1921A.....	13
M1191B.....	78	M1631A.....	37	M1923A.....	13
M1191BL.....	78	M1633A.....	37	M1931A.....	38
M1191T.....	79	M1634A.....	51	M1932A.....	38
M1192A.....	79	M1635A.....	37	M1934A.....	38
M1192T.....	80	M1636A.....	39	M1935A.....	38, 50
M1193A.....	80	M1638A.....	39	M1937A.....	38

M1940A.....	86	M2781A.....	21	M4579B.....	70
M1941A.....	86	M2782A.....	21	M4580A.....	74
M1943A.....	86	M2783A.....	21	M4581A.....	74
M1943AL.....	86	M2785A.....	21	M4582B.....	71
M1943NL.....	86	M2786A.....	21	M4583B.....	71
M1949A.....	24	M3913A.....	35	M4584B.....	71
M1971A.....	25, 31	M3914A.....	35	M4585B.....	71
M1974A.....	25, 31	M3918A.....	73	M4586B.....	72
M1978A.....	25	M3919A.....	99	M4587B.....	72
M1984A.....	25	M3920A.....	99	M4588B.....	72
M2202A.....	48	M4550A.....	75	M4589B.....	72
M2255A.....	92	M4551A.....	75	M4590A.....	76
M2267A.....	14	M4552B.....	55	M4591A.....	76
M2268A.....	38	M4552B5.....	55	M4592A.....	76
M2271A.....	51	M4553B.....	55	M4593A.....	76
M2272A.....	51	M4553B5.....	55	M4594A.....	76
M2281A.....	39	M4554B.....	56	M4595A.....	76
M2501A.....	19	M4554B5.....	56	M4596A.....	76
M2505A.....	19	M4555B.....	56	M4605A.....	98
M2506A.....	19	M4555B5.....	56	M4606A.....	48
M2513A.....	19	M4556B.....	57	M4607-60001.....	98
M2516A.....	19	M4556B5.....	57	M4607A.....	98
M2520A.....	13	M4557B.....	57	M4608A.....	23
M2522A.....	13	M4557B5.....	57	M4612A.....	48
M2524A.....	13	M4558B.....	58	M4613A.....	48
M2526A.....	13	M4558B5.....	58	M4620A.....	23
M2533A.....	19	M4559B.....	58	M4680A.....	13
M2536A.....	19	M4559B5.....	58	M4681A.....	14
M2594A.....	45	M4560A.....	75	M4686A.....	14
M2595A.....	45	M4561A.....	75	M4687A.....	14
M2596A.....	45	M4562B.....	60	M4689A.....	14
M2597A.....	45	M4563B.....	60	M4690A.....	14
M2741A.....	15	M4564B.....	60	M4691A.....	14
M2744A.....	15	M4565B.....	60	M4787A.....	86
M2745A.....	15	M4566B.....	60	M4790A.....	99
M2746A.....	15	M4567B.....	60	M4794A.....	46
M2750A.....	15	M4568B.....	60	M4796A.....	46
M2751A.....	15	M4569B.....	60	M4816A.....	77
M2756A.....	16	M4570A.....	75	M4817A.....	77
M2757A.....	16	M4571A.....	75	M4821A.....	97
M2760A.....	16	M4572B.....	68	M4822A.....	97
M2761A.....	16	M4573B.....	68	M4823A.....	96
M2768A.....	17	M4574B.....	68		
M2772A.....	17	M4575B.....	68	PSE11268.....	77
M2773A.....	17	M4576B.....	69		
M2776A.....	17	M4577B.....	69	ULBU9VLJ.....	99
M2777A.....	17	M4578B.....	70		

**Philips Healthcare ist ein Bereich
der Royal Philips Electronics.**

So erreichen Sie uns:

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer/Naher Osten, Afrika
+49 7031 463 2254

Lateinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000
800 285 5585 (gebührenfrei, nur USA)

Deutschland
Philips GmbH
Unternehmensbereich Healthcare
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Telefon 040 2899-0
Fax 040 2899-6666
E-Mail: healthcare.deutschland@philips.com
Internet: www.philips.de/healthcare

Schweiz
Philips AG Healthcare
Allmendstraße 140
8027 Zürich
Telefon 01 488 2426
E-Mail: hc.ch@philips.com
Internet: www.philips.ch/healthcare

Österreich
Philips Austria GmbH
Healthcare
Triester Straße 64
1100 Wien
Telefon 01 60101-0
E-Mail: pms.austria@philips.com
Internet: www.philips.at/healthcare



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 78683 * APR 2012