



Laerdal

helping save lives



Was wir messen, können wir verbessern

Resusci Anne QCPR

Über 300 Millionen Menschen wurden an unserem Bestseller-Trainingsmodell Resusci Anne ausgebildet. Resusci Anne QCPR wurde mit zahlreichen Feedback-Optionen ausgestattet. Das Modell ermöglicht jetzt eine objektive Darstellung der CPR-Leistung, sowie die Protokollierung von Sitzungen für das Debriefing nach dem Training.

Wenn Sie die Resusci Anne QCPR zusammen mit SkillGuide einsetzen, erhalten Sie zu den einzelnen Trainingseinheiten CPR-Feedback in Echtzeit. Nutzen Sie den SimPad SkillReporter, um sich einen umfassenden Überblick über sechs Trainingsmodelle gleichzeitig verschaffen zu können.

Resusci Anne QCPR



Wireless SkillReporter Software



SkillGuide



SimPad SkillReporter

FUNKTIONEN

- Echtzeit-Feedback der CPR-Performance
- Realistische Anatomie und Funktionen wie: Kopf überstrecken, Anheben des Kinns, Kompressionstiefe, Kompressionskraft und Anheben des Brustkorbs
- Beatmungssystem ermöglicht ein angemessenes Anheben des Brustkorbs mit Beutel-Masken-Beatmung und Mund-zu-Mund-Beatmung (optional auch intubierbar)
- Guidelinekonformes Training
- Detaillierte Auswertung für Debriefing
- Sensor zeigt richtige Handposition an
- Kabellose Verbindung mit SimPad SkillReporter
- Optionale Komponenten:
 - Scharfes Defibrillator-Training mit ShockLink möglich
 - Rettungsmodul mit beweglichen Extremitäten
 - Intubationskopf für supraglottische Atemwegsmanagement-Techniken

BESTELLINFORMATIONEN

Resusci Anne QCPR

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 171-00150 | Torso |
| 171-01250 | Ganzkörper |
| 172-00150 | Torso mit Intubationskopf |
| 172-01250 | Ganzkörper mit Intubationskopf |
| 173-00150* | AED Torso* |
| 173-01250* | AED Ganzkörper* |
| 174-00150* | AED Torso mit Intubationskopf* |
| 174-01250* | AED Ganzkörper mit Intubationskopf* |

* Diese Modell-Ausführung wird für den Einsatz mit ShockLink empfohlen.

Resusci Anne Firt Aid

| | |
|-----------|------------|
| 170-00150 | Torso |
| 170-01250 | Ganzkörper |

Allgemeiner Hinweis: Bei den Modellen können Sie zwischen einem Intubationskopf oder Standardkopf frei wählen.

Feedback-Systeme

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 170-30050 | SkillGuide** |
| 202-30033 | SimPad SkillReporter** |
| 202-56050 | Wireless SkillReporter Software** |

** Wahlweise, nicht im Lieferumfang der Resusci Anne QCPR enthalten.

Verbrauchsmaterialien

| | |
|----------|--|
| 152250 | Einmalluftwege (24 Stück) |
| 310210 | Gesichtsteile für Erwachsenenmodell (6 Stück) |
| 152400 | Reinigungstücher für Trainingsmodelle (50 Stück) |
| 15120103 | Beatmungstücher für Trainingsmodelle (6 Rollen à 36 Stück) |

Optionales Zubehör

| | |
|-----------|------------------|
| 185-10050 | ShockLink-System |
| 310200 | Standard-Kopf |
| 312000 | Rettungsmodul |
| 312050 | Traumamodul |



Laerdal

helping save lives

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.laerdal.com.