



Einfach und vielseitig

Philips Respironics Trilogy 202 tragbares Beatmungsgerät

PHILIPS
sense and simplicity

Das Trilogy 202 kann sowohl als volumengesteuertes als auch als druckgesteuertes Beatmungsgerät für die invasive und nichtinvasive Beatmung eingesetzt werden. Durch die vielseitigen Optionen für Atemluftzufuhr und Einstellung ist kein mühsamer Gerätewechsel mehr erforderlich, wodurch gleichzeitig eine kontinuierlichere Versorgung der Patienten ermöglicht wird. Weil das Trilogy 202 die besondere Fähigkeit besitzt, im druck- wie auch im volumengesteuerten Modus Lecks auszugleichen, können durch den Einsatz einfacherer, passiver Schlauchsysteme erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt werden. Mit einer simplen Einstellungsänderung unterstützt das Trilogy 202 sowohl Atemschlauchsysteme mit aktiver als auch mit passiver Ausatmung, damit bei Bedarf problemlos zu einem anderen System gewechselt werden kann.

Viele Bedürfnisse mit nur einem Beatmungsgerät abdecken



Transport innerhalb des Krankenhauses

Das Trilogy 202 sorgt für Bewegungsfreiheit. Sein interner Akku mit 3 Stunden Laufzeit und der optionale abnehmbare Akku mit weiteren 3 Stunden Laufzeit liefern genug Energie für Transporte innerhalb des Krankenhauses – mit großen Reserven für Verzögerungen oder Umwege. Es wiegt nur 5,6 kg und besitzt einen integrierten Tragegriff, mit dem es beim Transport im Krankenhaus sicher und praktisch getragen werden kann.

Übergang vom Krankenhaus nach Hause

Neben der gemeinsamen Benutzeroberfläche bieten alle Trilogy Beatmungsgeräte für den Heim- und Krankenhausesgebrauch dieselben Beatmungsmodi und Atemschlauchsystem-Konfigurationen. Jetzt erhalten die Patienten, die nach Hause dürfen, die gleiche genau abgestimmte Atmungsunterstützung, die auch im Krankenhaus durchgeführt wurde. Außerdem können gespeicherte Daten vom Heim- oder Klinikgerät zur Prüfung heruntergeladen und im Hinblick auf aussagekräftige Trends ausgewertet werden.



Trilogy 202: Flexibilität bei Transporten innerhalb des Krankenhauses



Trilogy 100 Beatmungsgerät für Patienten, die nach Hause dürfen



Detaillierte Daten und Einstellung per Fernbedienung

Die Daten zur bereits erfolgten Beatmung werden auf einer SD-Karte (Secure Digital) gespeichert, damit Sie mit unserer DirectView Software den Trendverlauf der Behandlung prüfen können.

- Kurven für jeden einzelnen Atemzug
- Kurzfristige und langfristige Trends
- Statistik und Nutzungsmuster

Einfach vielseitig

Synchronie

Der Auto-Trak Algorithmus verbessert die Synchronie zwischen Patient und Beatmungsgerät, indem er sich an die sich verändernden Atmungsmuster und dynamische Lecks anpasst. Die auto-adaptive Auslösung, die Zyklussteuerung und die Leckanpassungen können dazu beitragen, dass das Klinikteam weniger Zeit für die Einstellung von Schwellenwerten und die Neujustierung von Masken aufwenden muss.

Leckkompensierte Volumenmodi

Trilogy 202 bietet alle konventionellen volumengesteuerten Modi: AC, SIMV (mit oder ohne Druckunterstützung) und CV. Das Trilogy 202 besitzt die besondere Fähigkeit, Lecks in einem volumengesteuerten Modus auszugleichen. Das hat eine gleichmäßigere Zuführung des Atemzugvolumens zur Folge, auch bei der NIV oder bei Vorliegen von Manschettenlecks.

Einrichtung

Das Trilogy 202 kann in allen Umgebungen, sei es im subakuten oder im Intensivpflegebereich, einfach eingerichtet werden. Die farbige Anzeige mit intuitiver Menüsteuerung ermöglicht schnelle Einstellungen und Änderungen für die verschiedensten Patienten. Der integrierte Mischer erlaubt die Verabreichung von Sauerstoff in einer Konzentration von 21–100%. Und bei Patienten, die tagsüber entwöhnt werden und in der Nacht ruhen, unterstützt das Trilogy 202 zwei verschiedene verordnete Behandlungen.



Intuitives Menü für schnelle Änderungen



Passives Schlauchsystem vereinfacht die Vorbereitung



Die große Anzeige mit intuitiver Menüsteuerung ermöglicht schnelle Einstellungen und Änderungen für die verschiedensten Patienten.

**Philips Healthcare ist ein Bereich
der Royal Philips Electronics.**

So erreichen Sie uns:

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer/Naher Osten, Afrika
+49 7031 463 2254

Lateinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000
800 285 5585 (gebührenfrei, nur USA)

Deutschland
Philips GmbH
Unternehmensbereich Healthcare
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Telefon 040 2899-0
Fax 040 2899-6666
E-Mail: healthcare.deutschland@philips.com
Internet: www.philips.de/healthcare

Schweiz
Philips AG Healthcare
Allmendstraße 140
8027 Zürich
Telefon 01 488 2426
E-Mail: hc.ch@philips.com
Internet: www.philips.ch/healthcare

Österreich
Philips Austria GmbH
Healthcare
Triester Straße 64
1100 Wien
Telefon 01 60101-0
E-Mail: pms.austria@philips.com
Internet: www.philips.at/healthcare



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Auto-Trak, AVAPS, DirectView, Trilogy 100 und Trilogy 202 sind Warenzeichen von Respirationics, Inc. und seinen Tochtergesellschaften.

Gedruckt in den Niederlanden.
4522 962 58753 * SEP 2011