



**Laerdal**  
helping save lives

## Little Junior QCPR

# Laienreanimation kann Leben retten



## QCPR-Feedback-Technologie jetzt auch für Little Junior verfügbar

Es kann eine echte Herausforderung sein, im CPR Kurs den Trainingsteilnehmern aufgrund der bloßen Beobachtung ein Feedback zur CPR zu geben.

Die neue Generation des Little Junior umfasst die QCPR-Mess- und Feedback-Technologie, die Ihnen ein Echtzeit-Feedback mithilfe eines einzigen mobilen Gerätes liefert.

Bei allen vorhandenen Little Junior-Trainingsmodellen kann ein Upgrade auf die QCPR-Technologie durchgeführt werden.

### Die QCPR-Technologie ermöglicht Folgendes:

- Echtzeit-Feedback zu Kompressionen und Beatmungen
- Eine Leistungsübersicht mit einer Gesamtbewertung und Verbesserungsvorschlägen
- Detaillierte Informationen zur Entlastung zwischen den Kompressionen, zur Tiefe und Frequenz der Kompressionen, zum Beatmungsvolumen sowie zur Anzahl der Kompressionen/Beatmungen/Zyklen

Die QCPR-Technologie hat sich bei der Verbesserung der CPR-Qualität bewährt, wodurch mehr Menschenleben gerettet werden können.



QCPR Learner-App  
QCPR Instructor-App


QCPR Learner-App

# Feedback-Optionen



## QCPR Instructor-App Für Ausbilder zur Überwachung mehrerer Trainingsteilnehmer

- Anschluss an bis zu sechs Trainingsmodelle
- Bietet Echtzeit- und zusammenfassendes Feedback zur CPR-Leistung
- Liefert Verbesserungsvorschläge im Anschluss an die Sitzung
- Speicherung der Ergebnisse in der App
- Wettbewerbsmodus
- Kostenloser Download im App Store



## QCPR Learner-App Für Trainingsteilnehmer zur Überwachung ihrer eigenen Leistung

- Anschluss an ein Trainingsmodell
- Bietet Echtzeit- und zusammenfassendes Feedback zur CPR-Leistung
- Liefert Verbesserungsvorschläge im Anschluss an die Sitzung
- Speicherung der Ergebnisse in der App
- Kostenloser Download im App Store und Google Play



## SkillGuide


- Bietet eine kabelgebundene „Plug and Play“-Option
- Einsetzbar als Einzelgerät oder als Ergänzung zu einer der beiden Apps

### BESTELLINFORMATIONEN

128-01050	Little Junior QCPR
128-03050	Little Junior QCPR, dunkel
129-01050	Little Junior QCPR, 4er-Pack
129-03050	Little Junior QCPR, 4er-Pack, dunkel
128-60750	Upgrade-Kit für Little Junior QCPR

### Zubehör und Verbrauchsmaterialien

123-30050	SkillGuide mit Verlängerungskabel
123-50550	Verlängerungskabel für SkillGuide
183210	Junior-Atemwege (25 Stück)
123211	Junior-Atemwege (100 Stück)
15120103	Übungsbeatmungstücher für Trainingsmodelle (6 Rollen à 36 Stück)
152400	Reinigungstücher für Trainingsmodelle (50 Stück)
152401	Reinigungstücher für Trainingsmodelle (1.200 Stück)
183010	Junior-Gesichtsteile (6 Stück)
183015	Junior-Gesichtsteile, dunkel (6 Stück)



Bei allen vorhandenen Little Junior-Modellen kann mit dem Upgrade-Kit für Little Junior QCPR schnell und einfach ein Upgrade durchgeführt werden.



**Laerdal**  
helping save lives

Weitere Informationen erhalten Sie unter [laerdal.com](http://laerdal.com)